

AGITATORE MAGNETICO VELP MOD. MULTISTIRRER DIGITAL 6



Codice: F203A0179

ROBUSTO E PRECISO

- Luminoso display digitale per un accurato monitoraggio della velocità
- Esclusivo timer per il funzionamento non presidiato
- Programmi in modalità intermittente per soddisfare i diversi flussi di lavoro
- Funzionamento inverso regolabile (a tempo)
- Regolazione della velocità da 80 a 1.500 giri/min.
- SpeedServo™ assicura una velocità costante anche al variare della viscosità
- Agitazione sincronizzata, velocità uguale garantita per ciascuna posizione
- Piastra superiore resistente in acciaio inossidabile
- Progettato per durare a lungo e garantito per 3 anni
- Ergonomico - altezza molto bassa
- Gamma universale di tensione di rete/frequenza
- Leggero, facile da spostare

AFFIDABILE

- Rimane freddo, anche dopo giorni di uso continuo
- Funzione di blocco di sicurezza per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro
- Avviamento graduale e rapido raggiungimento della velocità impostata
- Eccellente controllo (elettronico) della velocità
- Può termostatare campioni utilizzando un bagno termostatico
- Ideale per microtitolazione, microbiologia e biochimica

DATI TECNICI

- Struttura: metallica con verniciatura epossidica; piano in acciaio inox
- 6 posizioni di agitazione
- Capacità di agitazione (H₂O): 6 becher, 400 ml
- Distanza posizioni di agitazione: 100 mm
- Potenza: 3.6 W
- Peso: 1.75 Kg
- Dimensioni (LxHxP): 230x51.5x370 mm

PRESTAZIONI

- Regolazione elettronica dei giri: da 80 a 1,500 rpm
- Intervallo velocità: step di 10 rpm
- Controllo velocità: ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri
- Controreazione: velocità costante
- Timer: da 1 a 900 minuti; in continuo
- Inversione rotazione: da 5 a 900 secondi
- Sistema di agitazione: magnete trascinate di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo.

GARANZIA 24 MESI.