

BILANCIA ELETTRONICA SERIE TEKNA MOD. TKC 6



Codice: TKC6

Bilancia elettronica semi-industriale e da laboratorio, strumento solido con piatto di pesata in acciaio inox di grandi dimensioni.

Impostazione dei limiti e predisposizione alla pesata inferiore.

Per il modello TKC, 3 display LCD retroilluminati per funzione contapezzi dettagliata, con indicazione di: peso - numero dei pezzi - peso medio e predisposizione alla pesata inferiore.

- Portata: Kg 6
- Sensibilità: gr 0,1
- Linearità: \pm gr 0,1
- Dimensioni del piatto: mm 225x300

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 3 display LCD con retroilluminazione (peso, numero dei pezzi, peso medio)
- Aggiornamento automatico del peso medio unitario
- Funzione contapezzi con impostazione del numero dei pezzi
- Impostazione numero limite di pezzi (con segnale acustico)
- Display LCD con retroilluminazione da 25 mm
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong)
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Funzione contapezzi semplice
- Impostazioni limiti max e minimo
- Pesata in percentuale
- Somma pesi
- Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio in dotazione)
- Tempo di stabilizzazione \pm 2 sec.
- Piatto in acciaio inox
- Struttura della bilancia in ABS
- Copertura di protezione in plastica rigida
- Protezione contro i sovraccarichi
- Alimentatore di serie AC 12V/500mA
- Batteria interna ricaricabile 6V 4AH
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 40° C

- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
 - Peso netto 5.1 kg
 - Dimensioni: 330x320x125(h) mm
- GARANZIA 24 MESI.**