

BILANCIA TECNICA ELETTRONICA ORMA MOD. BCE 5200



Codice: BCE5200

Bilance elettroniche da laboratorio, pratiche e compatte, si contraddistinguono per ottime caratteristiche. Strumenti ergonomici con design accurato.

Portata: gr 5200

Sensibilità: gr 0,1

Linearità: \pm gr 0,2

Riproducibilità: gr 0,05

Dimensione del piatto di pesata: mm 140x150

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LCD con retroilluminazione
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong), tl (Sgp), tl (ROC), momme
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivanti dall'ambiente di lavoro
- Funzione contapezzi
- Pesata in percentuale
- Somma pesi
- Pesata animale
- Funzione carico di rottura
- Interfaccia RS232
- Funzione per densità dei liquidi e dei solidi
- Protezione contro i sovraccarichi mediante lo speciale dispositivo anti-shock
- Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per modelli al milligrammo
- Tempo di risposta <2 secondi
- Alimentatore di Serie AC 9V/1000mA.
- Temperatura di esercizio +5 • 35°C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni 190x255x80h (mm)
- Peso netto 1,5 kg

GARANZIA 24 MESI.