

PHMETRO PORTATILE MOD. PH 1 ECOPACK



Codice: 50014003

CARATTERISTICHE:

- pHmetro portatile a tenuta stagna IP67.
- Risoluzione 0,1 pH con microprocessore e sensore fisso.
- Taratura a pulsante su 1 o 2 punti (a scelta tra pH 4, 7, 10).
- Ampio display LCD con indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilità della misura.
- Compensazione automatica della temperatura.
- Autospegnimento.
- Messaggi di auto-diagnosi: batterie scariche, errori nella calibrazione.
- Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile anche con batterie ricaricabili.
- Campo di misura: pH 0,0...14,0 (0,1 pH). Temperatura di lavoro: 0..50°C

PH 1 ECOPACK comprende:

- cinghietta
- istruzioni

GARANZIA 12 MESI.

GARANZIA 12 MESI.