

## SISTEMA COMPLETO PER AGITATORE AD ASTA VELP MOD. DLS



**Codice: SA201A0155**

### SICURO E FACILE DA UTILIZZARE

Il display di DLS è luminoso e di facile lettura, tutti i principali parametri quali velocità impostata, quella reale, coppia e timer, sono visibili a colpo d'occhio.

Lo strumento è inoltre dotato di un timer digitale programmabile fino a 999:59 minuti con spegnimento automatico, che ne consente il funzionamento senza supervisione.

DLS garantisce massima sicurezza e protegge in caso di sovraccarico e surriscaldamento.

Semplice da installare, resistente ed intuitivo. Il DLS ha dimensioni contenute per sfruttare al meglio lo spazio sul banco.

### LA POTENZA CHE CERCHI

DLS è adatto per agitare in maniera efficace e anche al massimo della velocità, garantendo un avvio graduale per evitare schizzi.

DLS raggiunge una velocità massima di 2000 rpm, rivelandosi ideale per volumi fino a 25 litri e viscosità medio-alte, con un massimo di 25,000 mPa\*s.

Il sistema di controreazione garantisce velocità costante anche al variare della viscosità.

L'intuitivo sistema di chiusura è semplice e comodo e non richiede strumenti. DLS accetta diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni, con diametro massimo di 10 mm.

### RESISTENTE E LEGGERO

DLS è stato progettato per un lavoro in continuo anche nelle condizioni operative più stressanti.

La speciale struttura in tecnopolimero e il grado di protezione IP 40 garantiscono un ottimo livello di protezione e resistenza chimica. Il DLS offre particolare maneggevolezza essendo tra i più leggeri sul mercato.

Il motore robusto poi garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

### DATI TECNICI:

- STRUTTURA: tecnopolimero e lega di alluminio con verniciatura epossidica
- APERTURA MANDRINO: 1 - 10 mm
- INDICATORE VELOCITÀ: display LCD
- GRADO DI PROTEZIONE CEI EN 60529: IP 40
- POTENZA: 120 W
- PESO: 2.5 Kg
- DIMENSIONI (LXHX): 80x215x196 mm
- REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI: 50 - 2000 rpm
- VOLUME MAX AGITABILE (H<sub>2</sub>O): 25 litri
- VISCOSITÀ MAX: 25000 (mPa\*s)\* (\*) mPa.s = 1 centipoise

- COPPIA MAX: 40 Ncm
  - TEMPERATURA AMBIENTE DI UTILIZZO: 0 - 40 °C
- ARTICOLI INCLUSI NEL PACCHETTO:
- F201A0155 Agitatore ad asta DLS 110-230 V / 50-60 Hz +/-10%
  - A00000366 H-Stand Universale
  - A00001301 Morsetto doppio per stativo
  - A00001307 Asta di agitazione a elica, inox
- GARANZIA 24 MESI.