

STUFA BINDER MOD. FD115 A VENTILAZIONE FORZATA DA LT 115



Codice: 9010-0305

Una stufa di essiccazione BINDER della serie FD Avantgarde.Line viene sempre impiegata nei casi in cui si richieda una particolare rapidità di essiccazione e sterilizzazione.

Questo apparecchio fa risparmiare tempo prezioso grazie alla distribuzione assolutamente omogenea della temperatura, alla dinamica veloce e alla potente ventola.

VANTAGGI:

- La migliore efficienza energetica sul mercato
- Ottima accuratezza spaziale e temporale della temperatura
- Connessione USB per la registrazione dei dati
- Intervallo di temperatura fino a 300 °C

CARATTERISTICHE IMPORTANTI:

- Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 10°C fino a 300°C
- Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line.
- Convezione forzata
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'alletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Impilabile
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati

DATI TECNICI:

- Dimensioni esterne:
 - Larghezza (mm) 710
 - Altezza (incl. piedi/rotelle) (mm) 735
 - Profondità (mm) 605
 - Distanza minima dalla parete retro (mm) 160
 - Distanza minima dalla parete lato (mm) 100
 - Diametro esterno condotto di scarico (mm) 52
- Numero sportelli 1
- Dimensioni interne
 - Larghezza (mm) 550

- Altezza (mm) 550
 - Profondità (mm) 385
 - Volume interno (lt) 116
 - Numero di rack (standard/max.) 2/5
 - Carico per mensola (kg) 30
 - Capacità massima di carico totale (kg) 150
 - Peso dell'apparecchio (vuoto) (kg) 57
 - Dati relativi alla temperatura
 - Intervallo di temperatura da 10°C al di sopra della temperatura ambiente fino a °C: 300
 - Variazione della temperatura a 150°C ($\pm$ K) 1,7
 - Oscillazione della temperatura 70°C: 0,3
 - Tempo di riscaldamento a 150 °C (min.): 18
 - Tempo di recupero dopo apertura dello sportello per 30 sec. (min.) a 150°C ($\pm$ K): 4
 - Numero di ricambi aria per ora a 150°C: 32
 - Dati elettrici
 - Protezione struttura conforme EN 60529: IP 20
 - Tensione nominale ($\pm$ 10 %) 50/60 Hz (V): 230
 - Potenza nominale (kW): 1,3
 - Consumo energetico a 150°C (Wh): 340.
- GARANZIA 24 MESI.**