

 **AGITATORI MECCANICI AD ASTA**

**ARGO LAB**



**AM20-D**



**AM40-D Pro**

**AM20-D** Agitatore meccanico ad asta **con display LED**. Massima quantità di agitazione **20 Litri**. Velocità di agitazione regolabile da 50...2.200 rpm con una potenza di 50W. Indicazione luminosa di blocco del motore per sovratemperatura. Foro di passaggio superiore per aste di agitazione. Fornito completo di mandrino in acciaio (Ø asta max 10 mm) e relativa chiave. Grado di protezione IP 42. Alimentazione 220V.

**Fornito senza supporto universale (vedi codice 22005153).**

**Codice 22005013**

**AM40-D Pro** Agitatore meccanico ad asta **con display LCD**. Massima quantità di agitazione **40 Litri**. **Controllo dello sforzo con regolazione automatica della velocità**. Velocità di agitazione regolabile da 50...2.200 rpm con una potenza di 100W. Indicazione del momento torcente. Indicazione luminosa di blocco del motore per sovratemperatura. Foro di passaggio superiore per aste di agitazione. Fornito completo di mandrino in acciaio (Ø asta max 10 mm) e relativa chiave. Grado di protezione IP 42. Alimentazione 220V.

**Fornito senza supporto universale (vedi codice 22005153).**

**Codice 22005043**



**Codice 22005153** Supporto universale per agitatori meccanici. Dimensioni base 200 x 315 mm, lunghezza asta mm 800, diametro mm 18. Completo di morsetto



**Codice 22005193** Asta di agitazione a pale flottanti. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 89 mm. **Tipo 1**



**Codice 22005173** Asta di agitazione a pala fissa. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 60 mm. **Tipo 2**



**Codice 22005163** Asta di agitazione ad elica. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 50 mm. **Tipo 3**



**Codice 22005183** Asta di agitazione pala a 3 fori. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 68 mm. **Tipo 4**