

MIX ARGOLab Vortex Mixer

Codice: 22008013



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Escursione agitazione	4 mm
Movimento agitazione	Orbitale in continuo - Touch
Temperatura di lavoro (valore max.)	40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	5 °C
Umidità di lavoro (valore max.)	80 %RH
Velocità di agitazione	0...2500 rpm

Caratteristiche

Grado di protezione IP	IP21
Indicazione velocità	Analogico
Motore	Motore ad asta schermata

Alimentazioni

Alimentazione	220 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita	60 W

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)	127 x 160 x 130 mm
Peso	3,5 kg
