






**MOBILETTI**




Struttura ed antine in legno truciolare idrofugo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu\* (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Antine con cerniere apertura 168°. Fornibile in esecuzione classe "0" in acciaio rivestito con vernici epossidiche antiacido. Cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antibaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore grigio chiaro con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C. Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommata piroettanti di cui 2 con freno. Sottolavelli su zoccolo con piedini regolabili. ETM000XX\* = blu \*G = grigio \*Y = giallo \*V = verde \*B = bianco \*0 = arancio - MS000XX\*\* Certificato EN14727 da Bureau Veritas




**ETM00040  
MS00004**




**ETM00025  
MS00011**




**ETM00010 (DX) - ETM00011 (SX)  
MS00001/S**




**ETM00045  
MS00005**




**ETM00030  
MS00025**




**ETM00015 (DX) - ETM00016 (SX)  
MS00002/S**




**ETM00050  
MS00024**




**ETM00035**




**ETM00020  
MS00003**



**ETM00006  
MS00008**




**ETM00005**



**ETM00003 (DX) - ETM00004 (SX)  
MS00010/S**




**MOBILETTI**




Struttura ed antine in legno truciolare idrofuogo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifuogo CLASSE1 finitura quarz antigraffio costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore blu\* (altri colori a richiesta) impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione e calore. Bordatura perimetrale antiurto in ABS grigio, spessore 3 mm arrotondato. Antine con cerniere apertura 168°. Fornibile in esecuzione classe "0" in acciaio rivestito con vernici epossidiche anticido. Cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, con fermo fine-corsa antiribaltamento. Maniglie in acciaio rivestite con vernici epossidiche colore grigio chiaro con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C. Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con 4 ruote gommata piroettanti di cui 2 con freno.


ETM000XX\* = blu \*G = grigio \*Y = giallo \*V = verde \*B = bianco \*O = arancio  
 MS000XX\*\* Certificato EN14727 da Bureau Veritas




**ETM00B40  
MSB0004**




**ETM00B25**




**ETM00B10 (DX)  
ETM00B11 (SX)  
MSB0001/S**




**ETM00B50**




**ETM00B30**




**ETM00B15 (DX)  
ETM00B16 (SX)**



**ETM00B45**



**ETM00B35**



**ETM00B20  
MSB0003**



**AC902**

SERRATURA PER ANTA  
O CASSETTO

**AC902C**

SERRATURA CENTRALIZZATA  
PER CASSETTIERA

