

## **Autoclave da banco semiautomatica AstorClave 23**

*L'autoclave da banco più pratica e sicura*



L'autoclave AstorClave 23 è perfetta per l'uso in tutti i laboratori di analisi, in quanto semplifica le operazioni di sterilizzazione di oggetti di modeste dimensioni come terreni di coltura, vetreria, materiale contaminato, ecc. La camera interna – in acciaio inox per una maggior facilità di pulizia – di capacità pari a 23 litri, accoglie il pratico cestello forato opzionale in acciaio inox, dotato di maniglia.

La presenza di un sensore di mancanza d'acqua a riarmo manuale e di una valvola automatica garantisce la sicurezza dello strumento anche in caso di guasto del sistema di controllo. AstorClave 23 è progettata per sterilizzazioni a 121°C e 1 atm di pressione, in conformità ai requisiti della direttiva 97/23/CE, ed è esente da controllo ISPEL.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Struttura esterna in acciaio, verniciata a fuoco anti-acido
- Camera di sterilizzazione in acciaio inox
- Display LCD retroilluminato per il controllo e la gestione del programma di sterilizzazione
- Capacità interna: 23 litri
- Coperchio in acciaio inox con chiusura meccanica di sicurezza e apertura facilitata
- Manometro per il controllo della pressione interna
- Valvola automatica di sicurezza
- Sfiato automatico del vapore a fine ciclo
- Rubinetto per lo svuotamento dell'acqua residua dalla camera
- Adesivo di sicurezza sul coperchio che mostra un avviso di alta temperatura del coperchio stesso e della camera quando l'autoclave è in funzione
- Sensore di sicurezza per mancanza d'acqua nella camera, a riarmo manuale
- Ciclo di durata programmabile
- Interruttore generale retroilluminato
- Led di avviso per riscaldamento in corso e per mancanza d'acqua nella camera
- Dimensioni della camera: 32x32 cm (dxh)
- Cestello forato (*opzionale*) in acciaio inox con maniglia, diam. 30 cm, altezza 24 cm
- Uscita per stampante esterna (*stampante opzionale*)
- Conformità alla direttiva 97/23/CE
- Esente da controllo I.S.P.E.S.L. perché entro i limiti di volume/pressione previsti
- Dimensioni esterne: 365x630x470 mm (lpxh)
- Peso: 24 Kg.
- Consumo: 2.100 W

**ACCESSORI:**

- Cod. nr. CES67523 - Cestello forato in acciaio inox con maniglia, 30 x 24 cm (diam. x h)
- Cod. nr. EP-50 - Stampante termica accessoria per autoclave AstorClave 23
- Codici vari - Sacchetti termoresistenti per autoclave, nastro adesivo per la verifica dell'avvenuta sterilizzazione, rotoli di carta termica per stampante EP-50, data-logger per autoclave, ecc.

