

SERIE TKW/TKC

Bilance elettroniche semi-industriali e da laboratorio, strumenti solidi con piatto di pesata in acciaio INOX di grandi dimensioni. Impostazione dei limiti, funzione contapezzi semplice e predisposizione alla pesata inferiore
 Per il modello TKC, 3 display LCD retroilluminati per funzione contapezzi dettagliata, con indicazione di: peso - numero dei pezzi - peso medio e predisposizione alla pesata inferiore.



TKW



TKC



ACCESSORI



Copertura di protezione in plastica rigida, fornita in dotazione con la bilancia per evitare l'usura della tastiera e protezione contro gli agenti esterni.



Gancio per la pesatura in sospensione (per misurazioni gravimetriche), gancio fornito in dotazione utile per pesare abiti, sassi, ceramiche ecc.



Stampante utilizzata per avere tutte le informazioni complete di data e ora. Stampante modello OS-2130D. (VEDI CAPITOLO ACCESSORI)

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Dim. del piatto
TKW 6	6 Kg	0,1 g	± 0,1 g	225X300 mm
TKW 15 S	15 Kg	0,1 g	± 0,1 g	225X300 mm
TKW 15	15 Kg	0,2 g	± 0,2 g	225X300 mm
TKW 30	30 Kg	0,5 g	± 0,5 g	225X300 mm
TKC 6	6 Kg	0,1 g	± 0,1 g	225X300 mm
TKC 15	15 Kg	0,2 g	± 0,2 g	225X300 mm
TKC 30	30 Kg	0,5 g	± 0,5 g	225X300 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD con retroilluminazione da 25 mm
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong)
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Funzione contapezzi semplice
- Impostazioni limiti max e minimo
- Pesata in percentuale
- Somma pesi
- Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio in dotazione)
- Tempo di stabilizzazione ± 2 sec.
- Piatto in acciaio inox
- Struttura della bilancia in ABS
- Copertura di protezione in plastica rigida
- Protezione contro i sovraccarichi
- Alimentatore di serie AC 12V/500mA
- Batteria interna ricaricabile 6V 4AH
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 40° C
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Peso netto 5.1 kg
- Dimensioni: 330x320x125(h) mm

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE TKC

- 3 display LCD con retroilluminazione (peso, numero dei pezzi, peso medio)
- Aggiornamento automatico del peso medio unitario
- Funzione contapezzi con impostazione del numero dei pezzi
- Impostazione numero limite di pezzi (con segnale acustico)

