

Bioluminometro Lumitester Smart

Metti in luce l'igiene delle superfici!!!



Il bioluminometro Lumitester Smart è un apparecchio portatile per il controllo dello stato igienico delle superfici in meno di un minuto.

Lumitester Smart è piccolo, leggero e praticissimo da usare grazie al suo sistema LuciPac Pen costituito dal tampone e dal reagente liquido già pronti nella comoda provetta che agisce anche da cella di lettura.

Grazie al suo innovativo principio di misura combinata dell'ATP e dell'AMP (*Brevetto U.S. n. 5891659*), permette di determinare un maggior ambito di contaminazioni ambientali ed è eccellente per il controllo di pulizia e igiene di cucine, superfici di lavoro, mani, ecc.

Grazie alla nuova App Lumitester e al servizio cloud è ora possibile visualizzare e condividere i risultati ovunque e fra più utenti autorizzati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portatile e leggero, con ampio display
- Tempo di misura: 10 secondi
- Unità di misura: unità relative di luce (RLU)
- Luciferasi brevettata e resistente ai detergenti: massima accuratezza
- Memoria: 2.000 dati comprendenti i risultati, soglie assegnate, data e ora di campionamento
- Risultati visibili ovunque e condivisibili fra più utenti grazie all'app Lumitester e il servizio cloud
- Collegabile ad un PC per lo scarico dei dati Excel-compatibili
- Alimentazione: 2 pile AA (*stilo*) alcaline o ricaricabili
- Dimensioni e peso: 65x175x32 mm; 255 g, senza pile
- Fornito con: 2 pile AA, spazzola di pulizia, supporto, cavo USB per il collegamento al PC, custodia con supporto per mantenimento della posizione verticale, manuale

CONSUMABILI:

- LuciPac Pen - 100 tamponi per analisi di superfici, con reagenti inclusi nelle provette-celle, compatibili con Lumitester Smart, PD-20 e PD-30
- LuciPac Pen Aqua - 100 tamponi per analisi di campioni liquidi, con reagenti inclusi nelle provette-celle, compatibili con Lumitester Smart, PD-20 e PD-30
- LuciPac A3 Surface - 100 tamponi ad alta sensibilità per analisi di superfici, con reagenti inclusi nelle provette-celle, compatibili con Lumitester Smart, PD-20 e PD-30
- LuciPac A3 Water - 100 tamponi ad alta sensibilità per analisi di campioni liquidi, con reagenti inclusi nelle provette-celle, compatibili con Lumitester Smart, PD-20 e PD-30

Per visualizzare un video sull'uso del Lumitester Smart, [cliccare qui](#).

Per visualizzare un video sull'uso dell'app Lumitester, [cliccare qui](#).