



Termometri portatili



Temp 7 K/T Per sonde a termocoppia K e T da -250 °C a +1350 °C



- Risoluzione 0,1/1 °C
- Con microprocessore
- Valori MIN e MAX
- Indicatore stabilità della misura
- Memoria permanente
- Calibrabile dall'esterno
- Autospegnimento e fermo-lettura
- Indicazione carica della batteria
- Messaggi di autodiagnosi
- Protezione IP56, a prova di schizzi
- Guscio protettivo in gomma con supporto
- Certificabile Accredia



Ingresso sonda termocoppia K e T



Valigia di trasporto

Il termometro Temp 7 K/T per sonde termocoppia K e T è lo strumento robusto e facile da usare, che grazie al suo ampio display, permette una lettura chiara ed una misura accurata. L'ingresso predisposto per termocoppie K e T lo rende molto flessibile per applicazioni nel campo industriale e nel campo farmaceutico dove le termocoppie tipo T garantiscono una maggiore precisione della misura.



Misure nel settore industriale



Misure in laboratorio

Come ordinare

Codice	Descrizione
50011032	Temp 7 K/T Termometro portatile per sonde termocoppia K e T, fornito senza sonda termometrica. Completo di valigetta di trasporto

SONDE A TERMOCOPPIA K PER TERMOMETRO Temp 7 K/T

Codice	Modello	Disegno	Terminale	Campo di misura °C	Campo di certificazione °C	t _{90%} sec.	Classe di precisione
51000752	3K220	200 mm Cavo 1,5 m	Ø2 liquidi/aria	-60 +600	-60 +400	2	1
51000762	3K320	200 mm Cavo 1,5 m	Ø3 liquidi/aria	-60 +800	-60 +600	3	1
51000772	3K350	500 mm Cavo 1,5 m	Ø3 liquidi/aria	-60 +800	-60 +800	3	1
51000782	3K6100	1000 mm Cavo 1,5 m sonda in ossido minerale piegabile	Ø6 liquidi/aria	-60 +1100	-60 +1100	6	1
51000822	3K6120	1200 mm Cavo 1,5 m sonda in ossido minerale piegabile	Ø6 liquidi/aria	-60 +1100	-60 +1100	6	1
51000792	3K650	500 mm Cavo 1,5 m sonda in ossido minerale piegabile	Ø6 liquidi/aria	-60 +1100	-60 +1000	6	1
51000832	3K415P	150 mm Cavo 1,5 m	Ø4 penetrazione	-50 +600	-50 +600	3	1
51000802	3K520C	200 mm Cavo 1,5 m	Ø5 contatto	-60 +600	-60 +400	15	1
51000812	3K1200	2000 mm Cavo 1,5 m sonda a filo manipolabile	Ø2 penetrazione	-60 +400	-60 +300	2	1

SONDE TERMOCOPPIA TIPO T PER TERMOMETRO Temp 7 K/T
 suggerite per il settore Alimentare e Farmaceutico

Codice	Modello	Disegno	Terminale	Campo di misura °C	Campo di certificazione °C	t _{90%} sec.	Classe di precisione
51000902	3T320	200 mm Cavo 1,5 m	Ø3 liquidi/aria	-50 +350	-50 +300	2	1
51000912	3T415	150 mm Cavo 1,5 m	Ø4 penetrazione	-50 +350	-50 +300	3	1
51000942	3T215	150 mm Cavo 1,5 m	Ø2 penetrazione	-50 +350	-50 +300	2	1
51000922	3T520C	200 mm Cavo 1,5 m	Ø5 contatto	-50 +350	-50 +300	5	1
51000932	3T420A	200 mm Cavo 1,5 m	Ø4 aria	-50 +250	-50 +200	3	1
51000952	3T210	100 mm Cavo 2 m IDEALE PER STUFE E CONGELATORI	Ø2.5 penetrazione	-50 +300 CAVO COMPRESO	-50 +300	3	1

Altri modelli di sonde Termocoppie K/T disponibili a richiesta