

Leggera – precisissima – robusta – affidabile!



# Transferpette® Solutions for Science

F I R S T C L A S S · B R A N D

La Transferpette® S ha tutte le caratteristiche che contano per il pipettaggio nell'ambito Life Science.

■ **Uso agevole con una mano sola**

Regolare e bloccare il volume, pipettare, espellere – il tutto senza lasciare l'impugnatura!

■ **Indicazione del volume sempre ben leggibile**

A 4 cifre per una regolazione precisa. Rimane sempre visibile anche durante il pipettaggio.

■ **Sterilizzazione in autoclave senza smontaggio**

La Transferpette® S è completamente sterilizzabile in autoclave!

■ **Calibrazione senza strumenti**

È la metodologia Easy Calibration che lo rende possibile!

■ **Gamma completa da 0,1 µl a 10 ml**

5 soli strumenti sono sufficienti per coprire l'intera gamma di volumi.

■ **3 anni di garanzia**





**Transferpette® S** – il risultato di approfonditi studi sull'ergonomia e la facilità d'uso.

L'uso di materiali nuovi ed innovativi fanno della Transferpette® S una pipetta che unisce leggerezza, alta precisione, robustezza e affidabilità – l'ideale per applicazioni di laboratorio molto impegnative!

Risultano particolarmente vantaggiosi l'agevole uso con una mano sola, la possibilità di completa sterilizzazione in autoclave e la metodologia Easy Calibration integrata.

Il pistone dal movimento uniforme e senza scosse consente un pipettaggio comodo e maneggevole.

L'insieme delle sue caratteristiche fa della Transferpette® S una pipetta piacevole, molto affidabile, con cui si lavora molto bene!

## Transferpette® S Solutions for Science



- 3 anni di garanzia
- Pistone resistente alla corrosione
- Materie plastiche innovative
- Resistente ai raggi UV
- Pulsante di pipettaggio centrale e tasto di espulsione separato
- Conformità IVD
- Range di volume da 0,1 µl a 10 ml!
- Transferpette® S 0,1-1 µl e 0,1-2,5 µl – massima precisione per la biologia molecolare, specialmente per il pipettaggio di enzimi.



Transferpette® S 10 ml

## A colpo d'occhio ...



- Uniforme e facile!**  
Il pistone e il materiale della guarnizione appositamente selezionato consentono un pipettaggio molto uniforme e senza scosse.
- Sicuro!**  
Il volume impostato può essere bloccato mediante il fermo.
- Veloce!**  
Regolazione del volume con una sola mano per destrorsi e mancini – anche con i guanti!
- Inequivocabile!**  
Indicazione del volume a 4 cifre per una graduazione fine. Rimane sempre visibile durante il pipettaggio.
- Calibrazione senza strumenti!**  
La metodologia Easy Calibration rende tutto più facile. La modifica della regolazione di fabbrica è chiaramente segnalata all'esterno (secondo la norma ISO 8655).
- Color-Code**  
Per una facile scelta del puntale adatto.
- Massima protezione!**  
Completamente sterilizzabile in autoclave a 121 °C (20 min) senza smontaggio, per la massima protezione dalle contaminazioni!
- Regolazione del volume**
- Contrassegno della calibrazione**
- Supporto per Transferpette® S singola**
- Per spazi ridotti ...**  
Se il puntale entra nel contenitore, allora entra anche il gambo – senza smontarlo!
- Puntali a scelta!**  
Sul cono per l'inserimento del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli di altri produttori.
- Il supporto girevole consente di sistemare in modo sicuro fino a Transferpette® S e Transferpette® S -8/-12**



**BRAND**

# Dati Tecnici



## Transferpette® S, Tipo Variabile

Articoli forniti: Transferpette® S, Tipo Variabile, conformità certificata, certificato delle prestazioni, supporto e olio al silicone.

Capacità, µl (con codice colore)	Descrizione	A* ≤ ± % µl	CV* ≤ % µl	Divisione µl	Codice
● 0,1 - 1	D-1 ①	2 0,02	1,2 0,012	0,001	<b>7047 68</b>
● 0,1 - 2,5	D-2,5 ②	1,4 0,035	0,7 0,018	0,002	<b>7047 69</b>
● 0,5 - 10	D-10	1 0,1	0,5 0,05	0,01	<b>7047 70</b>
● 2 - 20	D-20 ③	0,8 0,16	0,4 0,08	0,02	<b>7047 72</b>
● 10 - 100	D-100	0,6 0,6	0,2 0,2	0,1	<b>7047 74</b>
● 20 - 200	D-200 ④	0,6 1,2	0,2 0,4	0,2	<b>7047 78</b>
● 100 - 1000	D-1000	0,6 6	0,2 2	1	<b>7047 80</b>
● 500 - 5000	D-5000 ⑤	0,6 30	0,2 10	5	<b>7047 82</b>
● 1000 - 10000	D-10000 ⑤	0,6 60	0,2 20	10	<b>7047 84</b>

### Avvertenza:

- ① D-1 da usare solo con puntali nano-cap™ di BRAND.
- ② D-2,5: utilizzando i puntali nano-cap™ di BRAND o puntali di altri produttori può essere necessario eseguire una taratura o una calibrazione.
- ③ Solo per uso con puntali per pipetta da 2-200 µl
- ④ D-5000 da usare solo con puntali 5 ml di BRAND e di Thermo Fisher Scientific Inc. (Finnpipette®).
- ⑤ D-10000 da usare con puntali 10 ml di BRAND e specifici Gilson® e Eppendorf®.

## Transferpette® S, Tipo Fisso

Articoli forniti: Transferpette® S, Tipo Fisso, conformità certificata, certificato delle prestazioni, supporto e olio al silicone.

Capacità, µl (con codice colore)	Descrizione	A* ≤ ± % µl	CV* ≤ % µl	Codice
● 10	F-10	1 0,1	0,5 0,05	<b>7047 08</b>
● 20	F-20 ③	0,8 0,16	0,4 0,08	<b>7047 16</b>
● 25	F-25	0,8 0,2	0,4 0,1	<b>7047 20</b>
● 50	F-50	0,8 0,4	0,4 0,2	<b>7047 28</b>
● 100	F-100	0,6 0,6	0,2 0,2	<b>7047 38</b>
● 200	F-200 ④	0,6 1,2	0,2 0,4	<b>7047 44</b>
● 500	F-500	0,6 3	0,2 1	<b>7047 54</b>
● 1000	F-1000	0,6 6	0,2 2	<b>7047 62</b>

\* Calibrato per sciolimento (Ex). I limiti di errore sono riferiti al volume nominale impresso sull'apparecchio (= volume massimo) con apparecchio, ambiente e acqua distillata alla stessa temperatura (20 °C) e manualità uniforme.  
A = accuratezza CV = coefficiente di variazione

### Supporto da banco

Adatto 6 Transferpette® S o Transferpette® S -8/-12 pipette. Confezione da 1.

**Codice** **7048 05**



### Starter-Kit

Set completo contenente: 3 Transferpette® S Tipo Variabile, 3 x TipBox (piene), 3 supporti.

Modello	Il kit contiene i seguenti modelli di Transferpette® S	Codice
MICRO	D-1, D-10, D-100	<b>7047 90</b>
MIDI	D-20, D-200, D-1000	<b>7047 91</b>
MACRO	D-1000, D-5000, D-10000	<b>7047 92</b>
STANDARD	D-10, D-100, D-1000	<b>7047 93</b>



### Filtro

Confezione da 25.

Especificación	Codice
D-5000	<b>7046 52</b>
D-10000	<b>7046 53</b>

### Supporto da parete

Supporto per 1 Transferpette® S pipette. Confezione da 1.

**Codice** **7048 10**

Transferpette® e BRAND® sono marchi registrati di BRAND GMBH + CO KG, Germania. Altri marchi qui riportati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Con le nostre pubblicazioni tecniche intendiamo dare informazioni e consigli ai nostri clienti. L'applicabilità di valori empirici e risultati in condizioni di prova a casi concreti dipendono comunque da molteplici fattori, che sfuggono alla nostra influenza diretta. Vi preghiamo quindi di comprendere che dal nostro supporto non può derivare alcuna rivalsa. E quindi vostra responsabilità verificare molto attentamente l'applicabilità a casi specifici.

Salvo modifiche tecniche, errori ed omissioni.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 1155 · 97861 Wertheim · Germany  
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

