

Acidimetro mod. Juffmann



Distillatore rapido in corrente di vapore, per la determinazione dell'acidità volatile. Metodo estremamente rapido ed efficace. Struttura portante in lamiera trattata con vernice epossidica RAL 7035.

La base è completa di fornello riscaldante in ghisa per la beuta di contenimento dell'acqua distillata, interruttore generale, spia di funzionamento, e fusibili di protezione; sul lato sinistro dello strumento è posta una bottiglia in plastica per lo sfiato, nella parte centrale l'ampolla di contenimento dell'acqua distillata, tappo e valvola comandi.

Il gorgogliatore è posto su un mantello riscaldante fissato alla base da una barra cromata di supporto. Lo strumento termina con un refrigerante a serpentina in vetro sorretto dalla stessa barra cromata.

Viene fornito completo di vetreria per la raccolta del distillato, reagenti, tubi idraulici e manuale d'uso.

Alimentazione 220/240 V - 780 W.

Marcatura CE