

## Barre a spirale

### Barre a spirale da 200 mm

Ogni barra ha un diametro da 12 mm con una larghezza del film da 200 mm. C'è uno spazio di 20 mm su ogni estremità per tenere la barra. Le barre possono anche essere attaccate ad un supporto con manico per fissare la barra durante l'applicazione. E' disponibile anche un adattatore per fissare le barre all'Applicatore di Film Automatico PA-2101.



#### Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
PA-2419	Barra a spirale
PA-2420	Barra a spirale
PA-2421	Barra a spirale
PA-2422	Barra a spirale
PA-2423	Barra a spirale
PA-2424	Barra a spirale
PA-2425	Barra a spirale
PA-2426	Barra a spirale
PA-2428	Barra a spirale
PA-2410	Set di 3 barre a spirale

#### Specifiche tecniche

Spessore del film umido	Larghezza film	Dimensioni
10 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
15 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
25 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
50 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
75 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
100 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
125 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
150 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm
200 µm	200 mm	24 cm x ø 1.3 cm

set di 3 barre a spirale a scelta dal N. Cat. 2419 al N. Cat. 2428

#### Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
PA-2440	Supporto con manico
PA-2430	Adattatore per barre a spirale*

#### Accessori

Informazioni
per N° di cat. 2419 - 2428
per N° di cat. 2419 - 2428

\*L'adattatore prolunga le barre a spirale per il fissaggio sull'Applicatore di Film Automatico PA-2101. Venduto in coppie di 2 pezzi.



## Barre a spirale da 10" (254 mm)

Ogni barra è 1/2" (1.3 cm) di diametro e 12" (30.5 cm) di lunghezza, con 1" ad ogni estremità per l'impugnatura. Lo spessore del film bagnato che risulterà dopo l'applicazione passa attraverso le fessure della spirale e che si livellerà in un film di spessore uniforme è stato calcolato per ogni diametro di spirale e mostrato nella tabella in basso.



### Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
PA-4103	Barra a spirale
PA-4104	Barra a spirale
PA-4106	Barra a spirale
PA-4108	Barra a spirale
PA-4110	Barra a spirale
PA-4112	Barra a spirale
PA-4116	Barra a spirale
PA-4122	Barra a spirale
PA-4128	Barra a spirale
PA-4134	Barra a spirale
PA-4140	Barra a spirale
PA-4152	Barra a spirale

### Specifiche tecniche

Spessore umido mils	Spessore umido microns	Filo mils	Diametro mm	Dimensioni
0.2	5	3	0.075	1.3 x 30.5 cm
0.3	8	4	0.10	1.3 x 30.5 cm
0.4	10	6	0.15	1.3 x 30.5 cm
0.5	13	8	0.20	1.3 x 30.5 cm
0.65	16	10	0.25	1.3 x 30.5 cm
0.8	20	12	0.30	1.3 x 30.5 cm
1.0	25	16	0.41	1.3 x 30.5 cm
1.5	38	22	0.56	1.3 x 30.5 cm
2.0	50	28	0.71	1.3 x 30.5 cm
2.5	63	34	0.86	1.3 x 30.5 cm
3.0	75	40	1.02	1.3 x 30.5 cm
4.0	100	52	1.32	1.3 x 30.5 cm

**Nota:** Barre a spirale con altri spessori di film umido sono disponibili a richiesta.

Un set completo di barre a spirale comprende 12 spessori diversi da 4 mils in giù; 7 di questi sono da 1 mil o inferiore. La larghezza della stesura da 10" è maggiore di molti altri applicatori.

### Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
PA-4100	Set di barre a spirale
PA-4101	Supporto da tavolo

### Accessori

Dimensioni	Peso netto	Peso spedizione
30.4 x 26.0 x 3.8 cm	3.8 kg	5.4 kg
29.5 x 26.0 x 2.8 cm	0.4 kg	0.9 kg

#### Dotazione standard:

Set di barre a spirale:  
 12 barre a spirale  
 Supporto da tavolo

