

DK 20 Digestore Kjeldahl

Digestori Kjeldahl a 20 posizioni con blocco riscaldante in alluminio per una eccellente omogeneità termica.



VELP[®]
SCIENTIFICA

DATI TECNICI:

STRUTTURA: Acciaio inox con verniciatura epossidica

RANGE DI TEMPERATURA: Da ambiente a 450 °C

STABILITÀ DELLA TEMPERATURA: ± 0,5 °C

PRECISIONE DELLA TEMPERATURA: ± 0,5 °C

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA Digitale in °C o °F

CALIBRAZIONE DELLA TEMPERATURA: Automatica

RAMPE SELEZIONABILI: fino a 4 per programma

TEMPO DI DIGESTIONE: Da 1 a 999 minuti

**SELEZIONE DEL
TEMPO:**

Step da 1 minuto

**CONTO ALLA
ROVESCIA:**

Digitale

**LINGUE
SELEZIONABILI**

UK, I, E, F, D, T

POSIZIONI

20 posizioni

**DIMENSIONE
PROVETTONI**

Provettoni da 250 ml (Ø 42 mm)

POTENZA:

2300 W

**DIMENSIONI
(LXHXP):
(DEL SOLO
BLOCCO
RISCALDANTE)**

328x138x510 mm

**DIMENSIONI
(LXHXP):**

328x702x585 mm

PESO:

23.4 kg

ACCESSORI NECESSARI

Il modello "DK 20" necessita dei seguenti accessori:




Provette Ø42x300 mm, 250 ml conf. 3pz

cod. A00000144



Supporto vetreria per DKL20-DK20

cod. A00000168



Cappa aspirazione e vaschetta DKL20-DK20

cod. A00000169



Sistema di sostegno per DK20-DK42/26

cod. A00000190