


## Tablet per microscopia: **MICROPAD9.7**



*Excellent imaging solution provider*

Il nuovo MICROPAD9.7 è un tablet comodo e compatto da 9.7" con telecamera integrata da 5 MP, da collegare direttamente al microscopio mediante l'adattatore passo C sulla terza uscita del microscopio. Molteplici funzionalità lo rendono un ottimo strumento per l'insegnamento in ambito scientifico.



	<b>MICROPAD9.7</b>
<b>Display</b>	LCD 9.7" TOUCH SCREEN Retroilluminato
<b>Risoluzione Monitor</b>	1024x768
<b>Sistema operativo</b>	ANDROID 4.2
<b>CPU</b>	core-dual 1.5GHz
<b>Memoria</b>	Interna 5 GB o esterna SD card
<b>Bluetooth</b>	Supportato
<b>Audio</b>	2 Stero Speakers
<b>Uscite</b>	USB 2.0 - HDMI - Mini USB 2.0
<b>Wi-Fi</b>	Wireless data network,
<b>Connessione Ethernet</b>	/
<b>Inclinazione Monitor</b>	Fino a 90°C
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10° a 35°C
<b>Alimentazione</b>	Input AC 110V-220V/Output DC 5V
<b>Camera Integrata per Microscopio</b>	Risoluzione 5 Megapixel
<b>Sensore</b>	CMOS 1/2.5"
<b>Attacco</b>	C-mount
<b>Software</b>	Acquisizione e misurazione delle immagini

