

## **STEREOMICROSCOPI: STEREOSTUDY**



Stereomicroscopi entry level di tipo Greenough dedicati all'uso didattico e amatoriale. Ampia gamma con diverse caratteristiche come: tipologia d'illuminazione, ingrandimenti e stativi differenti, il tutto per soddisfare le esigenze degli utilizzatori.



**STUDY124L**



**OXTC3B1L**



**OXTC4L**



CARATTERISTICHE TECNICHE	STUDY124L	OXTC3B1L	OXTC4L
Coppia di oculari WF10x/20mm	•	•	•
Coppia di paraocchi in gomma	•	•	•
Regolazione diottrica $sx \pm 5$ (diottrie) distanza interpupillare 55-75mm	•	•	•
Testa binoculare inclinata a 45° fissa	•	/	/
Testa binoculare inclinata a 45° ruotabile a 360°	/	/	/
Maniglia ergonomica per trasporto dello strumento	•	/	/
Ingrandimento a scatto 1x/2x/4x (10/20/40)	•	/	/
Ingrandimento a scatto 2x/4x (20/40)	/	•	/
Ingrandimento a zoom, range: 1x...4x (10...40)	/	/	•
Distanza di lavoro WD (working distance)	60mm	80mm	80mm
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste su entrambi i lati dello stativo	•	•	•
Regolazione dell'altezza di lavoro integrata nello stativo	•	/	/
Regolazione dell'altezza di lavoro tramite colonna	(h) 165mm	(h) 200mm	
Pinzette fermacampioni	•	•	•
Disco base bianco/hero e in vetro Ø60mm	•	/	/
Disco base bianco/hero e in vetro Ø95mm	/	•	•
Illuminazione a LED 1W trasmessa/riflessa con regolazione dell'intensità luminosa tramite tasti touch	•	•	•
Illuminatore per luce riflessa orientabile	•	•	•
Batterie interne ricaricabili NiMH battery 3.6V 1500mAh	•	/	/
Dimensioni (mm)	180x210x290(h)mm	240x230x390(h)mm	
Peso	2.15Kg	3,50Kg	

• in dotazione / non in dotazione

### Accessori:

B2-1300	Obiettivo 1X (OXTD-1 / OXTD-1A)
B2-1305	Obiettivo 3X (OXTD-1 / OXTD-1A)
B2-1310	Obiettivo 4X (OXTD-1 / OXTD-1A)
B2-1315	Oculare micrometrico WF10x
B2-1320	Coppia di oculari H5x
B2-1325	Coppia di oculari WF15x
B2-1330	Coppia di oculari WF20x
B2-1335	Coppia di oculari in gomma
B2-1340	Lente addizionale 0.5x (solo per OXTC4L)
B2-1345	Lente addizionale 1.5X (solo per OXTC4L)
B2-1350	Condensatore per campo oscuro completo di pinzetta (escluso OXTD1 / OXTD1A)
B2-1355	Lampadina tungsteno (di ricambio per OXTD-1A)
B2-1360	Set lampade di ricambio per luce trasmessa - riflessa "al tungsteno" (di ricambio OXTC2B1)
B2-1365	Set lampade Alogene per luce trasmessa - riflessa (di ricambio OXTC-3B1 / OXTC-4) <i>solo per modelli vecchi</i>