






# AGITATORI PER PROVETTE

## Agitatori a piatto rotante




F205

-  Ideale per l'utilizzo in laboratori per protocolli preparativi
-  Adatto per utilizzi in incubatori refrigerati
-  Regolazione dell'angolo di rotazione
-  Controllo digitale della velocità  
Timer digitale da 0a 540 min o infinito
-  Movimento antiorario e alternato  
con 5 diverse angolazioni.

Dati tecnici		F205	F205 G
Velocità di rotazione	rpm	tra 2 e 40	tra 2 e 40
Timer	min	0 ÷ 540 o ∞	0 ÷ 540 o ∞
Display		digitale	digitale
Controllo della rotazione		digitale	digitale
Temperatura di esercizio	°C	da +4 to +60	da +4 to +60
Movimento			rotatorio continuo orario oscillante alternato
		120°-180°-240°-300°-360°	
Potenza	W	80	80
Dimensioni L×P×H	mm	210 x270x240	210x270x240
Peso	kg	3,2	3,2
<b>Codice</b>		<b>603.0129.26</b>	<b>603.0129.28</b>


V/HZ 230/50      CLASSE DI SICUREZZA 0      CLASSE DI PROTEZIONE IP 30

### ACCESSORI



Piatto rotante portaprovette

Codice	n. provette	per ml
603.0129.41	48	1,5 (Ø 10÷14)
603.0129.42	12	50 (Ø 21÷25)
603.0129.43	20	(Ø 15÷20)



Rack portatubi per colture cellulari

Codice	n. tubi	Ø mm
603.0129.44	63	12
603.0129.45	63	16
603.0129.46	30	26