

## Scuotitore mixer per micro-piastre – F320

### Descrizione del prodotto

Lo scuotitore mixer per micro-piastre F320 è uno strumento con azione vibrante, simile ad un mixer ma è progettato per le micro-piastre.

Questo strumento è compatibile con le misure standard e non necessita di accessori per essere utilizzato.



### Dati tecnici

Codice : 603.0130.50

Alimentazione : V/Hz 100-240/50-60

Peso : Kg 6



---

Dimensioni : mm 290x330x141  
Timer : hh:min 99:59  
Classe di protezione : IP 30  
Velocità variabile : rpm 300÷1600  
Spostamento asse : mm 3  
Provette ml : n° 96 da 1,5 ml  
Potenza max : W 25  
Piastrine micro well : 4

**Caratteristiche del prodotto**

Diametro dell'orbita di 3 mm

È perfetto per svolgere lavori in continuo

Display LED con timer digitale e velocità

Velocità regolabile per diverse applicazioni