

LAMPADA "BUNSEKUR"



Lampada in ottone nichelato e base di appoggio in acciaio cromato. Rubinetto a vite e regolatore d'aria. E' provvisto di una termocoppia che blocca automaticamente l'uscita del gas in caso di spegnimento accidentale dei bunsen.

Conforme alle norme UNI-CIG, riferimento G.U. 6.12.71 n. 1083.

Peso 500 g. Altezza totale 150 mm, \varnothing tubo lampada 11 mm, \varnothing testina 15 mm.