





RISCALDATORI

Riscaldatori per palloni con agitazione



-  Ideale per agitare e riscaldare contemporaneamente o separatamente
-  Elemento riscaldante in un unico blocco con ottima coibentazione termica
-  Regolazione elettronica della temperatura
-  Regolazione elettronica della velocità

N.B.
 La temperatura massima è riferita alla calotta

Dati Tecnici		MF 100	MF 250	MF 500	MF 1000	MF 2000
Per palloni capacità	ml	100	250	500	1000	2000
Temperatura sulla calotta	°C	+350	+350	+350	+350	+350
Precisione	°C	±5	±5	±5	±5	±5
Potenze res. riscaldante	W	130	180	250	450	600
Dimensioni ØxH	mm	185x175	205x190	245x210	245x210	310x230
Velocità variabile	Rpm	100-2500	100-2500	100-2500	100-2500	100-2500
Potenza motore	W	20	20	20	20	20
Peso	Kg	2,6	2,8	3,3	3,7	6,6
Codice		625.0510.01	625.0510.02	625.0510.05	625.0510.10	625.0510.20

V/Hz 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 32

ACCESSORI

Morsetto
 Codice 180.4300.56

Pinza universale per palloni
 Codice 146.2900.05

Asta in acciaio inox 18/8 12x500 mm
 Codice 262.7450.05

