

TERMOCICLATORE GENE Q-24

Riferimento: 621.0615.43



Termociclatore senza gradiente con blocchi 24x02.

Ideale per applicazioni di elevata precisione e uniformità con tecnologia Peltier.

Blocco automatico del coperchio.

Pressione di chiusura regolabile.

Display LCD Touch Screen con visualizzazione testuale e grafi ca. Accesso USB.

Funzione di assorbimento. Coperchio HOTLID.

Possibilità di memorizzare 100 programmi.

SCHEDA DATI

Codice	621.0615.43
Alimentazione	V/HZ 220/240-50/60
Peso	3.2kg
Dimensioni	345x250x270mm
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	IP 42
Range Temperatura	4-99.9°C/sec
Temp. max con coperchio	30-110
Tempo di riscaldamento	magg./uguale 5 °C/sec
Tempo di raffreddamento	magg./uguale 4 °C/sec