

TERMOCICLATORI

Termociclatori con gradiente a blocco 96x02



LIFE ECO

-  Ideale per applicazioni di elevata precisione e uniformità con tecnologia Peltier
-  Coperchio HOTLID
-  Display LCD Touch Screen con visualizzazione testuale e grafica. Accesso USB. Funzione di assorbimento.
-  Blocco automatico del coperchio

Dati tecnici		LIFE ECO
Capacità del campione	96-PCR plate (full-skirted) 96x0.2 ml tables	12x8 - strip
Temperatura	°C	4-105
Velocità di riscaldamento	sec	Up to 4°
Velocità di raffreddamento	sec	Up to 4°
Uniformità	°C	±0.3
Precisione	°C	≤±0.1 (55) ≤±0.2 (≥90)
Memoria		250 programmi
Massimo numero di cicli		99
Range del gradiente	°C	30~105
Range della temperatura del gradiente	°C	1~30
Range della temperatura del coperchio	°C	30~110
Potenza	W	600
Dimensioni LxPxH	mm	335x260x270
Peso	kg	10
Codice		621.0610.20

VIHZ 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 3.1

CLASSE DI PROTEZIONE 42