




TERMOCICLATORI

Termociclatori con gradiente e blocchi intercambiabili



XP CYCLER

-  Ideale per utilizzi di alta precisione
-  8 modelli di blocchi intercambiabili
I blocchi a due posti permettono di lavorare simultaneamente a due temperature differenti
-  Struttura esterna atermica antiurto in ABS
Il coperchio garantisce un'ottima regolazione della pressione

Dati tecnici		LIFE ECO
Range Temperatura	°C	4-99
Raggiungimento Temp. max	°C/sec	4
Raggiungimento Raffr. max	°C/sec	3
Accuratezza sul Blocco	°C	0.4
Uniformità temp. sul Blocco	°C	0.3
Temp. max con coperchio	°C	110
Programmi		99
Potenza riscaldante	W	600
Dimensioni LxPxH	mm	340x470x260
Possibilità controllo temperatura		blocco o provetta
Peso	Kg	10.0
Codice		621.0620.30

VHZ 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE 40



ACCESSORI

Codice	Modello	
621.0620.32	XP-A	Singolo da 96 posti per provette da 0,2 ml
621.0620.33	XP-B	Singolo da 60 posti per provette da 0,5 ml
621.0620.34	XP-C	Doppio da 30+30 posti per provette da 0,5 ml
621.0620.35	XP-D	Doppio da 48+48 posti per provette da 0,2 ml
621.0620.36	XP-E	Doppio da 48 posti per provette da 0,2 ml + 30 posti per provette da 0,5 ml
621.0620.37	XP-F	Singolo per piastre microtiter
621.0620.38	XP-G	Singolo graduale da 96 posti per provette da 0,2ml
621.0620.39	XP-H	Singolo per vetrini