

FOC 200E Frigotermostato

Frigotermostato in classe A+ con temperatura regolabile e dotato dell'innovativo sistema di termoregolazione Auto-Tuning per un'eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna.



FOC 200E è un frigotermostato dotato di **innovativo sistema di termoregolazione Auto-Tuning**.

Il particolare sistema elettronico regolato da microprocessore, unitamente alla circolazione d'aria forzata, consentono di ottenere un'**eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna** (3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado. Il valore della temperatura effettiva all'interno, omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato sul display a tre digit.

L'incubatore può essere gestito in modalità **wireless** dal software **TEMPSoft™**, con la possibilità di impostare rampe e set point, settare eventuali allarmi ed avere sott'occhio l'andamento della temperatura interna. Il tutto in conformità con le GLP (Good Laboratory Practice).

Il frigotermostato è utilizzabile per mantenere qualsiasi prodotto a temperatura costante e per l'incubazione delle apparecchiature per la determinazione del BOD (fino a cinque BOD Sensor System 6 e tre BOD Sensor System 10).

FOC 200E garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in **classe A+**.

Dati Tecnici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Volume totale: | 200 litri |
| Sistema elettronico di regolazione temperatura: | AUTO - TUNING |
| Ripiani inclusi: | 4 |
| Prese: | 2 prese di corrente interne |
| Potenza: | 400 W |
| Alimentazione: | 230 V / 50-60 Hz |
| Peso: | 46.3 Kg |
| Dimensioni (LxHxP): | 540x1260x600 mm (21.3x49.7x21.7 in) |
| PERFORMANCE | |
| Regolazione elettronica della temperatura: | da 3.0 a 50.0 °C |
| Stabilità temperatura interna: | ± 0.5 °C |
| Omogeneità temperatura interna: | ± 0.5 °C |
| Display digitale: | 3-digit, risoluzione 0.1 °C |

