

Kit AgraStrip® Gluten - Test rapidi

*Rapida determinazione del glutine
in alimenti, bevande e superfici*



I Kit AgraStrip® Gluten per la determinazione qualitativa del glutine in tracce sono estremamente pratici e consentono di eseguire tali analisi rapidamente e con elevata sensibilità. Il formato in strisce-test individuali consente un notevole risparmio di tempo e permette di eseguire anche solo un'analisi alla volta, evitando così gli sprechi tipici dovuti all'uso di metodi multi-campione.

I kit AgraStrip® Gluten sono affidabili e riproducibili; possono essere applicati con successo a tutti gli alimenti, materie prime, bevande, acque di risciacquo, superfici di lavoro o produzione, ecc. In particolare, il kit AgraStrip® Gluten G12, basato sull'anticorpo monoclonale G12, è **validato AOAC (AOAC-RI 061403)**.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo immunocromatografico su striscia-test (*lateral-flow*)
- Nessuna cross-reazione
- Kit AgraStrip® Gluten G12: **validato AOAC (AOAC-RI 061403)**
- Rapida preparazione del campione senza centrifuga o altra strumentazione
- Adatti a campioni solidi e liquidi, acque di risciacquo e tamponi superficiali
- Risultati in meno di 15 minuti (*sul campione già macinato e pesato*)
- Elevata sensibilità: 4 ppm (*AgraStrip® Gluten*); 5, 10 o 20 ppm (*AgraStrip® Gluten G12*)
- Facilissima lettura dei risultati
- Ideali per lo screening veloce qualitativo
- Pratico formato da 10 strisce/test
- Conservazione a temperatura ambiente
- Lunga stabilità alla consegna

PRODOTTI DISPONIBILI:

- Cod. nr. 10002000 - AgraStrip® Gluten, 10 test
- Cod. nr. 10001995 - AgraStrip® Gluten G12, 10 test