

Premium Laboratory Equipment

Unità da vuoto Rotavac Vario  
P/N: 591-00142-00



Gruppo pompa da vuoto completamente indipendente comprendente un regolatore da vuoto.  
Per Hei-VAP Core

- Il preciso controllo del vuoto evita urti ed elimina la formazione di schiuma della soluzione di evaporazione
- Grazie all'alimentazione automatica del vuoto ai parametri di processo, hai più tempo per importanti attività di laboratorio

Senza condensatore.

Premium Laboratory Equipment

Unità da vuoto Rotavac Vario - Dati tecnici

Peso	6 kg
Pompa a membrana	Tre stadi
Capacità di aspirazione	1,7 m <sup>3</sup> /h
Vuoto finale	5 mbar
Combinabile con condensatore	Sì
Potenza in ingresso	160 W
Dimensioni senza condensatore (L/ P/ A)	193 x 299 x 299 mm