

KIT ENZIMATICI PER ANALISI DI ALIMENTI E BEVANDE

Kit enzimatici Megazyme

Kit per l'analisi quantitativa, semplice e affidabile, di zuccheri, acidi organici, urea, ammoniaca, etanolo, amidi, fibra dietetica e altre sostanze naturalmente presenti o utilizzate come additivi negli alimenti, mangimi, bevande e tante altre tipologie di campioni. La maggior parte di questi kit è basata su metodi ufficiali o internazionalmente riconosciuti. La lunga stabilità di questi prodotti anche dopo l'apertura e la ricostituzione dei reagenti è sicuramente un vantaggio notevole rispetto ad altri kit enzimatici presenti in commercio. I kit Megazyme che prevedono un'applicazione nelle analisi enologiche possono essere utilizzati anche sugli analizzatori automatici.



Caratteristiche tecniche:

- ✦ Vasto ambito di kit enzimatici
- ✦ Kit contenenti i reagenti enzimatici necessari e un controllo (*standard*)
- ✦ Lettura dei risultati con uno spettrofotometro tradizionale
- ✦ Enzimi ad alta purezza, dotati di elevate specificità e sensibilità
- ✦ Enzimi singoli acquistabili separatamente
- ✦ Stabilità pari ad almeno 2 anni, a 2° - 8°C
- ✦ Stabilità dei reagenti ricostituiti almeno pari a 1 anno, a -20°C
- ✦ Applicabili agli analizzatori automatici per enologia e non
- ✦ Procedure in accordo ai metodi ufficiali o riconosciuti internazionalmente

Distribuzione
esclusiva
italiana

Cod. nr. K-ACHYD	Acetaldeide, 50 test
Cod. nr. K-ACET	Acido Acetico, 53 test
Cod. nr. K-ACETAF	Acido Acetico (con Acetil-CoA Synthetase stabilizzato, per analizzatori automatici), 550 test da 0,31 mL cad.
Cod. nr. K-ACETAK	Acido Acetico (con Acetate Kinase, solo per analizzatori autom.), 550 test da 0,31 mL cad.
Cod. nr. K-ACETGK	Acido Acetico (con ADP-Glucokinase, solo per analizz. autom.), 550 test da 0,31 mL cad.
Cod. nr. K-ACETRM	Acido Acetico (con Acetate Kinase), 72 test
Cod. nr. K-ASCO	Acido L-Ascorbico, 40 test
Cod. nr. K-CITR	Acido Citrico, 72 test
Cod. nr. K-PHYT	Acido Fitico/Fosforo Totale (*) (*) = Fosforo rilasciato da Fitasi e Fosfatasi Alcalina, 50 test
Cod. nr. K-FORM	Acido Formico, 25 test
Cod. nr. K-GATE	Acido D-Gluconico/D-Gluconolattone, 50 test
Cod. nr. K-URONIC	Acido D-Glucuronico/Acido D-Galatturonico, 100 test
Cod. nr. K-GLUT	Acido L-Glutammico (L-Glutammato), 60 test
Cod. nr. K-HDBA	Acido Idrossibutirrico, 60 test
Cod. nr. K-ISOC	Acido D-Isocitrico, 100 test
Cod. nr. K-D/LATE	Acido D-/L-Lattico, 100 test (50 per ciascun parametro)
Cod. nr. K-DATE	Acido D-Lattico, 50 test
Cod. nr. K-LATE	Acido L-Lattico, 50 test
Cod. nr. K-DMAL	Acido D-Malico, 100 test
Cod. nr. K-LMALR	Acido L-Malico, 58 test
Cod. nr. K-LMALL	Acido L-Malico, 116 test
Cod. nr. K-LMALAF	Acido L-Malico (solo per analizzatori automatici), 1.380 test da 0,22 mL cad.
Cod. nr. K-LMALQR	Acido L-Malico (reagenti liquidi pronti all'uso, solo per analizzatori automatici), 1.100 test
Cod. nr. K-PYRUV	Acido Piruvico, 100 test
Cod. nr. K-SUCC	Acido Succinico, 20 test

(segue) Kit enzimatici Megazyme

Cod. nr. K-TART	Acido Tartarico, 200 test
Cod. nr. K-AMYLSD	Alfa Amilasi SD ("Sprout Damaged") Alta Sensibilità, 160/320 test
Cod. nr. K-AGLUA	α -D-Glucuronidasi, 50 test
Cod. nr. K-SDAM	Amido Danneggiato, 200 test
Cod. nr. K-RSTAR	Amido Resistente, 100 test
Cod. nr. K-RSTCL	Amido Resistente – Farine di controllo
Cod. nr. K-TSTA	Amido Totale (AA/AMG), 100 test
Cod. nr. K-TSHK	Amido Totale HK, 100 test
Cod. nr. K-TSCK	Amido Totale – Farine di controllo
Cod. nr. K-MALTA	Amilasi di Malto (Alfa e Beta Amilasi), 100 test (50 per ciascun parametro)
Cod. nr. K-AMYL	Amiloso/Amilopectina, 100 test
Cod. nr. K-AMIAR	Ammoniaci (Kit rapido), 96 test
Cod. nr. K-ARAB	Arabinano, 200 test
Cod. nr. K-ARGA	L-Arabinosio/D-Galattosio, 115 test
Cod. nr. K-LARGE	L-Arginina/Urea/Ammoniaci (Kit rapido), 50 test per ciascun parametro
Cod. nr. K-ASNAM	L-Asparagina/L-Glutammina/Ammoniaci (Kit rapido), 100 test (50 per ciascun parametro)
Cod. nr. K-ASPTM	Aspartame, 50 test
Cod. nr. K-PANOPIA	Azoto da Ammine Primarie, 100 test
Cod. nr. K-MBGL	Beta-Glucanasi (Malt & Microbial), 100 test
Cod. nr. K-EBHLG	Beta-Glucano (Enzymatic Yeast), 40 test
Cod. nr. K-BGLU	Beta-Glucano (Mixed Linkage), 100 test
Cod. nr. K-YBGL	Beta-Glucano Lievito, 100 test
Cod. nr. K-BETA	Betamil: Beta-Amilasi, 150 test
Cod. nr. K-ACHDF	Carboidrati Disponibili/Fibra Dietetica, 100 test per ciascun parametro
Cod. nr. K-CERA	Ceralpha: Alfa-Amilasi, 100 test
Cod. nr. K-CELLG3	Endo-Cellulase, 180/360 test
Cod. nr. K-ETOH	Etanolo, 60 test
Cod. nr. K-TDFR-200A	Fibra Dietetica Totale, 200 test
Cod. nr. K-TDFR-100A	Fibra Dietetica Totale, 100 test
Cod. nr. K-TDFC	Fibra Dietetica Totale – Farine di controllo
Cod. nr. K-INTDF	Fibra Dietetica Totale Integrata (inclusi amido resistente e oligosaccaridi non digeribili), 100 test
Cod. nr. K-RIN-TDF	Fibra Dietetica Totale Integrata Rapida
Cod. nr. K-FRUC	Fruttano, 100 test
Cod. nr. K-FRUCHK	Fruttano HK, 50 test
Cod. nr. K-FRUGL	Fruttosio/Glucosio, 110 test
Cod. nr. K-FRGLQR	Fruttosio/Glucosio (reagenti liquidi pronti all'uso, solo per analizzatori automat.), 1.100 test
Cod. nr. K-FUCOSE	L-Fucosio, 100 test
Cod. nr. K-GALM	Galattomannano, 100 test
Cod. nr. K-GCROL	Glicerolo, 70 test
Cod. nr. K-GCROLGK	Glicerolo GK, 70 test
Cod. nr. K-GLUM	Glucomannano, 50 test
Cod. nr. K-GAMINE	D-Glucosamina, 50 test
Cod. nr. K-GLUC	Glucosio (formato con GOPOD), 660 test
Cod. nr. K-GLUHKR	Glucosio HK, 110 test
Cod. nr. K-GLUHLK	Glucosio HK, 220 test
Cod. nr. K-GLOX	Glucosio Ossidasi, 200 test
Cod. nr. K-GLNAM	L-Glutammina/Ammoniaci (Kit rapido), 100 test (50 per ciascun parametro)
Cod. nr. K-LACGAR	Lattosio/Galattosio (Kit rapido), 115 test
Cod. nr. K-LACSU	Lattosio/Saccarosio/Glucosio, 100 test per ciascun parametro

(segue) Kit enzimatici Megazyme

Cod. nr. K-LACTUL	Lattulosio, 50 test
Cod. nr. K-MASUG	Maltosio/Saccarosio/Glucosio, 100 test (33 per ciascun parametro)
Cod. nr. K-MANOL	D-Mannitolo/L-Arabitolo, 60 test
Cod. nr. K-MANGL	D-Mannosio/Fruuttosio/Glucosio, 55 test
Cod. nr. K-INOSL	myo-Inositolo, 50 test
Cod. nr. K-PECID	Pectina Identificazione, 500 test
Cod. nr. K-PULLG6	Pullulanase/Destrinasi Limite, 100 test
Cod. nr. K-RAFGA	Raffinosio/Galattosio, 120 test
Cod. nr. K-RAFGI	Raffinosio/Saccarosio/Glucosio, 120 test per ciascun parametro
Cod. nr. K-RHAMNOSE	L-Ramnosio, 50/100 test
Cod. nr. K-SUFRG	Saccarosio/Fruuttosio/Glucosio, 300 test (100 per ciascun parametro)
Cod. nr. K-SUCGL	Saccarosio/Glucosio, 250 test
Cod. nr. K-SULPH	Solfiti (SO ₂) Liberi e Totali, 40 test per ciascun parametro
Cod. nr. K-TSULPH	Solfiti (SO ₂) Totali, 80 test
Cod. nr. K-ETSULPH	Solfiti (SO ₂) Totali (enzimatico), 50 test
Cod. nr. K-SORB	D-Sorbitolo/Xilitolo, 58 test
Cod. nr. K-TREH	Trealosio, 100 test
Cod. nr. K-URAMR	Urea/Ammoniaca (Kit rapido), 100 test (50 per ciascun parametro)
Cod. nr. K-AZOWAX	Xilanasi (Azo-Wax), 200 test
Cod. nr. K-XYLS	Xilanasi (Xylazyme AX), 200 test
Cod. nr. K-XYLOSE	D-Xilosio, 100 test

Accessori:

Cod. nr. 50810	Carrez I in soluzione pronta, 1 litro, per alimenti ed enologia
Cod. nr. 50811	Carrez II in soluzione pronta, 1 litro, per alimenti ed enologia
Cod. nr. 55440	Carrez I in soluzione pronta, 1 litro, per mangimi
Cod. nr. 55450	Carrez II in soluzione pronta, 1 litro, per mangimi