

CONGELATORE VERTICALE VERSAFREEZE LAUDA

Per la conservazione sicura di prodotti farmaceutici e campioni di valore: I congelatori LAUDA Versafreeze utilizzano una combinazione di alta qualità di pannelli a vuoto, termofilm e isolamento in poliuretano per proteggere dal riscaldamento. Questo permette un consumo economico di energia, un'eccellente omogeneità e consistenza della temperatura e tempi brevi di pull-down e di massimo riscaldamento.

I congelatori LAUDA Versafreeze sono dotati di un display touch intuitivo e moderno con un'ampia gamma di opzioni di impostazione, diritti di accesso protetti da password e monitoraggio sicuro tramite il LAUDA Cloud. Questo permette di verificare e controllare i valori critici dei congelatori a bassissima temperatura indipendentemente dal luogo e dal dispositivo.

Ultra congelatori con refrigeranti naturali con sistema di allarme variabile e contatto privo di potenziale per il collegamento a un sistema di allarme interno Unità di controllo multifunzione: con simboli di facile comprensione. Valori limite di allarme per sovratemperatura e sottotensione e soppressione dell'allarme (fino a max. 240 min.)

Codice L003344 – Modello VF 15085 verticale da 129 litri



Scheda tecnica:

- Volume utilizzabile: 129 L
- Dimensioni interne (LxPxH) in mm: 480 x 480 x 560
- Tempo di raffreddamento : da 20 °C a -85 °C in 5 h
- Tempo di scongelamento: da -85 °C a 0 °C in 18 h
- Dimensioni (LxPxH) in mm : 904 x 776 x 865
- Temperatura di lavoro min : -85 °C
- Temperatura di lavoro max : -50 °C
- Temperatura ambiente minima: 15 °C
- Temperatura ambiente massima: 28°C