

CONGELATORI A POZZETTO VERSAFREEZE LAUDA


Ottimizzati per le esigenze estreme di conservazione a bassissima temperatura: i congelatori a pozzetto LAUDA Versafreeze offrono una tecnologia di refrigerazione all'avanguardia con un intervallo di temperatura da -50° a -85 °C, eccellenti proprietà di isolamento e la massima protezione possibile grazie ai diritti di accesso protetti da password e al monitoraggio sicuro tramite LAUDA Cloud.

I congelatori LAUDA Versafreeze sono il luogo di conservazione sicuro per i vostri preziosi campioni e prodotti farmaceutici. I congelatori LAUDA Versafreeze offrono la massima sicurezza dei campioni grazie agli elevati tempi di scongelamento, anche in caso di mancanza di corrente. L'accumulatore integrato di serie garantisce il mantenimento della visualizzazione della temperatura effettiva e delle funzioni di allarme per un periodo fino a 60 ore. I sistemi di chiusura fino al singolo cassetto e allo scomparto interno proteggono i campioni critici e di alto valore da manomissioni e accessi.

Ultra congelatori con refrigeranti naturali con sistema di allarme variabile e contatto privo di potenziale per il collegamento a un sistema di allarme interno Unità di controllo multifunzione: con simboli di facile comprensione. Valori limite di allarme per sovratemperatura e sottotensione e soppressione dell'allarme (fino a max. 240 min.)

I congelatori orizzontali Lauda Versafreeze sono disponibili in diversi modelli:

Codice L003338 – Modello VF 20085 C orizzontale da 205 litri



Volume utilizzabile: **205 L**

Dimensioni interne (LxPxH) in mm: 790 x 520 x 500

Tempo di raffreddamento: da 20 °C a -85 °C in 4 ore

Tempo di scongelamento : da -85 °C a 0 °C in 19 h

Dimensioni (LxPxH) in mm : 960 x 790 x 1130


Temperatura di lavoro min : -85 °C

Temperatura di lavoro max : -50 °C

Temperatura ambiente minima: 15 °C

Temperatura ambiente max. : 28° C

Codice L003339 – Modello VF 55085 C orizzontale da 556 litri



Volume utilizzabile: **556 L**

Dimensioni interne (LxPxH) in mm: 1180 x 620 x 760

Tempo di raffreddamento: da 20 °C a -85 °C in 4 ore

Tempo di scongelamento : da -85 °C a 0 °C in 19 h

Dimensioni (LxPxH) in mm : 1671 x 910 x 1056


Temperatura di lavoro min : -85 °C

Temperatura di lavoro max : -50 °C

Temperatura ambiente minima: 15 °C

Temperatura ambiente max. : 28° C

Codice L003340 – Modello VF 75085 C orizzontale da 754 litri



Volume utilizzabile: **754 L**

Dimensioni interne (LxPxH) in mm: 1600 x 620 x 760

Tempo di raffreddamento: da 20 °C a -85 °C in 5 ore

Tempo di scongelamento: da -85 °C a 0 °C in 19 h

Dimensioni (LxPxH) in mm : 2102 x 910 x 1056

Temperatura di lavoro min : -85 °C

Temperatura di lavoro max : -50 °C

Temperatura ambiente minima: 15 °C

Temperatura ambiente max. : 28 °C