

LCv 4010

MediLine

Smart
Monitoring



Volume lordo/utile

Frigorifero	254/240 l
Congelatore	107/105 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	601/618/2003
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	
Frigorifero	440/441/1105
Congelatore	433/433/597
Consumo energetico in 365 giorni	657 kWh
Intervallo della temperatura	+10°C a +35°C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	
Frigorifero	+3°C a +16°C
Congelatore	-9°C a -30°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno/digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
SmartCoolingHub	
Griglie regolabili di appoggio	4
Numero di cassette	3
Griglie di appoggio vano congelatore	3
Altezza scomparti in mm	2 × 156, 1 × 165
Maniglia	Maniglia con meccanismo di apertura integrato
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	70 mm
Peso lordo/netto	88/83 kg
EAN-Nr.	9005382237199

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.