

## Liebherr MKUv 1613 MediLine

**Frigorifero per medicine con cassette ed elettronica Comfort**

***Conforme alla normativa DIN 58345***



Volume lordo totale 152 l

Dimensioni esterne altezza / larghezza / profondità 82 / 60,1 / 61,8 cm

Consumo energetico per anno 369 kWh/a

La soluzione di rete integrabile successivamente

### ***Informazioni generali sul prodotto***

Gruppo di prodotti      **Frigorifero per medicine con elettronica Comfort**

---

Classificazione      **MediLine**

---

GTIN      **9005382238219**

---

***Prestazione e consumo***

Consumo energetico per anno	<b>369 kWh/a</b>
Consumo energetico in 24 ore	<b>1,010 kWh / 24h</b>
Rumorosità (potenza sonora)	<b>47 dB</b>
Classe climatica	<b>4</b>
Volume utile totale	<b>76 l</b>
Refrigerante	<b>R 600a</b>
Potenza massima assorbita	<b>1,0 A</b>
Tensione	<b>220-240 V ~</b>
Frequenza	<b>50 Hz</b>
Volume netto totale	<b>109 l</b>
Volume netto sezione frigorifero	<b>109 l</b>
Temperatura ambiente	<b>+10 °C a 35 °C</b>

Vano frigorifero

**152 l**

Isolamento

**40 - 40 mm**

Guarnizione porta reversibile

—

Piedini regolabili

**2**

Rotelle

—

Raffreddamento a ricircolo d'aria

✓

### ***Comando e funzioni***

Allarme di caduta rete

**subito in caso di interruzione della rete per almeno 12 ore**

Anomalia: segnale di allarme

**ottico ed acustico**

La soluzione di rete

**integrabile successivamente**

Fluttuazione massima

**1,5 °C**

Gradiente

**4,1 °C**

Contatto a potenziale zero ✓

---

collegabile in modo  
continuativo ✓

---

regolabile —

---

Unità di comando **Comando elettronico**

---

Tipo di controllo **tasti**

---

### ***Vano frigorifero***

Intervallo di temperatura impostabile **+5 °C**

---

Sistema di raffreddamento **dinamico**

---

Sbrinamento **automatico**

---

Illuminazione interna **illuminazione con plafoniera a LED**

---

Display della temperatura **digitale all'esterno**

---

Numero griglie di appoggio **1**

---

di cui regolabili in altezza **0**

---

Cassetti **3**

---

Griglia **—**

---

***Design e materiali***

Colore **bianco**

---

Materiale pareti laterali **acciaio**

---

Materiale porta/coperchio **porta in vetro isolante**

---

Maniglia **Maniglia tubolare ergonomica con meccanismo di apertura facilitato**

---

Materiale contenitore interno **Plastica bianca**

---

Materiale dei ripiani, vano frigorifero **griglie rivestite in plastica**

---

Materiale dei piedini livellatori **Acciaio zincato**

---

Porta a chiusura automatica ✓

Incernieratura sportello **reversibile a destra**

### ***Design e dotazioni***

Serratura **azionamento meccanico**

Tipo di rotelle —

Design porta **HardLine**

### ***Specifiche***

Dimensioni esterne altezza / larghezza / profondità **82 / 60,1 / 61,8 cm**

Altezza / larghezza / profondità (con imballaggio) **875,0 / 615,0 / 709,0 mm**

Peso (senza imballaggio) **48,00 kg**

Peso (con imballaggio) **51,00 kg**

Volume lordo totale **152 l**

Volume lordo vano frigorifero **152 l**

Resistenza mensola vano frigorifero

**45 kg**

---

**Nota:** nonostante l'accurato aggiornamento dei dati ci riserviamo di applicare modifiche tecniche, correzioni di errori nonché scostamenti dai contenuti di testi e immagini rispetto all'apparecchiatura originale.