

Densimetro / Rifrattometro Portatile

Densito

Densimetro portatile Densito

Analizzare in movimento

Con un design ergonomico e leggero, lo strumento si adatta bene alla vostra mano

Campionamento facile

Misurate comodamente utilizzando il joystick per controllare la pompa di campionamento automatico ed evitare la deformazione aggiuntiva del campionamento manuale

Limiti dei risultati

Impostate una gamma di limiti accettabili per i vostri prodotti: i risultati che non rientrano in questa gamma sono codificati a colori per l'identificazione immediata



N° di articolo	Modello	Descrizione	Note sul prodotto
30330857	Densito	Densimetro portatile Densito	Densimetro, tubo di riempimento 190 mm (tubo, connettore siringa/tubo di riempimento, rondella), batteria agli ioni di litio 2.400 mAh, alimentatore e adattatori internazionali, cavo USB-C, standard di densità (3 pz) 6 ml, manuale per l'utente, dichiarazione di conformità, test report
30330858	DensitoPro	Densimetro portatile con lettore di barcode e RFID	Come Densito e con: Chip RFID SmartSample (10 pz)

Accessori per Densito e DensitoPro

N° di articolo	Descrizione
51325005	Acqua standard Densità, 10 bustine da 3 mL certificate a 20°C
30451628	Software per PC EasyDirect
30330860	Capottina protettiva per Densito/DensitoPro
51338010	Standard combinato (9mL) densità acqua / indice di rifrazione
51338012	Standard combinato (9mL) densità dodecano / indice di rifrazione
51338013	Standard combinato (9mL) 2,4 densità dichlorotoluene / indice di rifrazione
51338014	Standard combinato (9mL) 1- bromonaphthalene / indice di rifrazione
30449268	Chip RFID SmartSample, 10 pz
30449269	Foglio chip RFID SmartSle per serbatoi in metallo, 10 pz
30330861	Valigetta di trasporto per Densito/DensitoPro
30330864	Stampante Bluetooth Godex MX2gle
30330863	Adattatore Bluetooth
30330865	Carta per stampante Bluetooth, 5 rotoli
11124301	Stampante USB-P25 - Connessione USB
51191926	Cavo USB; 1,8 m A-B cavo di ricambio per collegare Density2Go alla stampante
30330847	Tubazione di riempimento, 190 mm
30330848	Tubazione di riempimento, 600 mm
51338100	Siringhe, 10 mL, 100 pz
51325003	Panni per pulizia, set di 10