


## Nuovi Agitatori ad Asta VELP Serie OHS



Siamo lieti di presentare la nuova **Series OHS** di Agitatori ad Asta VELP progettati per garantire la massima potenza di agitazione per **volumi fino a 100 L** e lavorando in continuo anche nelle condizioni più sfidanti. Gli OHS sono dotati di **motore brushless** che permette di mantenere la **coppia stabile** a qualsiasi velocità e sono garanzia di elevate prestazioni e affidabilità.



Il nuovo mandrino **SmartChuck™** semplifica l'inserimento e la rimozione delle aste di agitazione senza la necessità di ulteriori accessori. Questa tecnologia permette di operare con una sola mano evitando di far cadere l'asta nel beaker.

I nuovi OHS sono agitatori che garantiscono la **massima sicurezza** e sono [garantiti per 3 anni](#). La struttura è altamente resistente alla corrosione garantendo un livello di protezione **IP 54**. In caso di sovraccarico, surriscaldamento o corto circuito i numerosi sensori e dispositivi di sicurezza interrompono le reazioni in corso.

## Scopri i modelli delle Serie OHS:

### OHS Advance

Agitatori abilitati al cloud con display 3.5" TFT, impostazione di metodi, misurazione della coppia, monitoraggio della temperatura, sensore di vibrazione, timer e modulo Wi-Fi.



**OHS 60  
Advance**



**OHS 100  
Advance**



**OHS 200  
Advance**

### OHS Digital

Agitatori ad asta con display digitale, timer, indicatore grafico di coppia, funzione di blocco ed interfaccia USB:



**OHS 20  
Digital**



**OHS 40  
Digital**



**OHS 60  
Digital**



**OHS 100  
Digital**



**OHS 200  
Digital**

Scarica la [tabella comparativa](#) per una panoramica delle soluzioni di agitazione ad asta **VELP!**

Per ulteriori informazioni e prezzi:

[commerciale@chimicacentro.it](mailto:commerciale@chimicacentro.it)