



Bilance da Tavolo:
EL



REV. 1.3/2022



Bilance elettroniche particolarmente indicate per scuole, istituti e piccoli laboratori. Molto semplici da utilizzare ed affidabili.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Ripetibilità	Dim. del piatto
EL20	200 g	0,001 g	± 0,002 g	0,002 g	Ø 80 mm (A)
EL200	200 g	0,01 g	± 0,02 g	0,02 g	Ø 130 mm (B)
EL600	600 g	0,01 g	± 0,02 g	0,02 g	Ø 130 mm (B)
EL1000	1000 g	0,01 g	± 0,03 g	0,02 g	Ø 130 mm (B)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD con retroilluminazione da 15 mm
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Funzione contapezzi
- Pesata in percentuale
- Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche
- Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per il modello EL20
- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
- Tempo di stabilizzazione ± 2 sec.
- Piatto in acciaio inox
- Struttura della bilancia in ABS
- Protezione contro i sovraccarichi
- Alimentatore di Serie AC 6V/100mA Batteria interna ricaricabile per modello EL600
- Funzionamento a batterie 6xAA (non incluse per gli altri modelli)
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 40°C
- Dimensioni 290x182x85(h) mm
- Peso netto 2 kg



PIATTO Ø 80 (rif. A)



PIATTO Ø 130 (rif. B)

ACCESSORI

A2-0700
A1-0040

Alimentatore 6V/100mA (di ricambio)
 Batteria per bilance 6V 1.2AH (di ricambio)