



*Da Tavolo: **ST***



REV. 1.3/2022



Bilance elettroniche particolarmente indicate per scuole, istituti e piccoli laboratori. Molto semplici da utilizzare ed affidabili.

Dotate di sensori touch IR per aiutare a velocizzare e migliorare le pesate.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Ripetibilità	Dim. del piatto
ST303	300 g	0,001 g	± 0,002 g	0,002 g	Ø 80 mm (A)
ST2202	2000 g	0,01 g	± 0,02 g	0,02 g	Ø 160 mm (B)
ST3002	3000 g	0,01 g	± 0,02 g	0,02 g	Ø 160 mm (B)
ST6001	6000 g	0,1 g	± 0,03 g	0,02 g	200x200 mm(C)
ST15001	15000 g	0,1 g	± 0,03 g	0,02 g	200x200 mm(C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD con retroilluminazione da 40 mm
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Sensori touch IR per calibrare o effettuare la tara
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb
- Pesata in percentuale
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Funzione contapezzi
- Interfaccia RS232C
- Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per il modello ST303
- Tempo di stabilizzazione ± 3 sec.
- Piatto in acciaio inox
- Struttura della bilancia in ABS e alluminio
- Protezione contro i sovraccarichi
- Alimentatore di Serie AC 6V/100mA
- Temperatura di esercizio 0 ÷ 40°C
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Peso netto 3 kg
- Dimensioni: 315x205x75(h) mm



PIATTO Ø 80 (rif. A)



PIATTO Ø 160 (rif. B)



PIATTO 200x200 (rif. C)

ACCESSORI

A2-0700

Alimentatore 6V/100mA (di ricambio)