



Bilance di precisione
serie: **BCE**



REV. 1.5/2022



Bilance elettroniche da laboratorio, pratiche e compatte, si contraddistinguono per ottime caratteristiche. Strumenti ergonomici con design accurato.

Modello	Portata	Sensibilità	Linearità	Ripetibilità	Dim. del piatto
BCE310	310 g	0,001 g	± 0,003 g	0,001 g	∅ 80 mm (A)
BCE420	420 g	0,001 g	± 0,004 g	0,001 g	∅ 80 mm (A)
BCE1502	1200 g	0,01 g	± 0,02 g	0,01 g	∅ 130 mm (B)
BCE2200	2200 g	0,01 g	± 0,03 g	0,01 g	∅ 130 mm (B)
BCE4200	4200 g	0,01 g	± 0,03 g	0,01 g	∅ 130 mm (B)
BCE3200	3200 g	0,1 g	± 0,2 g	0,05 g	140X150 mm (C)
BCE5200	5200 g	0,1 g	± 0,2 g	0,05 g	140X150 mm (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD con retroilluminazione
- Bilancia di precisione a cella di carico
- Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong), tl (Sgp), tl (ROC), momme
- Calibrazione esterna
- Tara automatica sull'intera portata
- Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivanti dall'ambiente di lavoro
- Funzione conteggi
- Pesata in percentuale
- Somma pesi
- Pesata animale
- Funzione carico di rottura
- Interfaccia RS232
- Funzione per densità dei liquidi e dei solidi
- Protezione contro i sovraccarichi mediante lo speciale dispositivo anti-shock
- Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per modelli al milligrammo
- Tempo di risposta ≤ 2 secondi
- Alimentatore di Serie AC 9V/1000mA
- Temperatura di esercizio +5 ÷ 35°C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili
- Dimensioni 190x255x80h (mm)
- Peso netto 1,5 kg



PIATTO ∅ 80 (rif. A)



PIATTO ∅ 130 (rif. B)



PIATTO 140x150 mm (rif. C)

ACCESSORI

- | | |
|----------------|---|
| A1-0025 | Convertitore RS232/USB completo di cavo USB |
| A1-0030 | Cavo di collegamento RS232 9 poli MM |
| A1-0035 | Alimentatore 9V/1000mA (a ricambio) - (per modelli C) |
| TLP50 | Stampante termica con data/ora - RS232 - completa di cavi di collegamento |