

Bilance serie: **BC-M5**



# Monitor Touch 5"

**Nuova bilancia elettronica con display TFT 5" semplice ed intuitivo.  
 Bilancia ideale per qualsiasi campo di utilizzo per le sue molteplici funzionalità.**

Modello	Portata	Sensibilità	Calibrazione	Linearità	Dim. del piatto
<b>BC1000S-M5</b>	1000 g	0,001	Interna	± 0,001 g	Ø 110mm
<b>BC3100S-M5</b>	3100 g	0,01	Interna	± 0,01 g	Ø 130mm
<b>BC10001C-M5</b>	10000 g	0,1 g	Esterna	± 0,1 g	175x195 mm

### Caratteristiche tecniche bilancia:

- Display TFT 5 pollici inch 800x480 Touch.
- La bilancia acquisisce, calcola e immagazzina valori tramite chiavetta USB.
- GLP.
- Database interno.
- Data/ora.
- Operatore.
- Indice densità.
- Funzione conta-pezzi avanzata con report statistico.
- Funzione tessile per misurare fibre con report statistico.
- Funzione densità avanzata, con calcolo indice di densità.
- Formulazione (ricetta).
- Funzione soglie.
- Pesata percentuale.
- Somma pesi.
- Pesata animale.
- Funzione carico di rottura.
- Filtri elettronici selezionabili per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Unità di misura selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl (hong), tl (Sgp),tl(ROC), Momme.
- Sistema di pesata a compensazione elettromagnetica
- Calibrazione esterna.
- Cella di pesatura altamente integrata e ad alta performance
- Tara automatica sull'intera portata.
- Interfaccia RS 232.
- Porta USB per importare/esportare i dati del database.
- Multi lingue (EN-DE-FR-IT-SP-PT)
- Multi-utente con protezione password.
- Cappottina in plastica di protezione.
- Alimentazione 110-230Vac - 50/60Hz; out: 24V 500mA.
- Temperatura di esercizio 0 - 40 °C.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Dimensioni: 345x215x100h (mm)
- Peso Netto 6kg.

