

Bilance di precisione serie: **Dispositivi**



**Dispositivo per
Liquidi & Solidi**



Kit di densità che usa il principio della legge di Archimede:

“Il principio di Archimede afferma che ogni corpo immerso in un fluido (liquido o gas) riceve una spinta verticale dal basso verso l'alto, uguale per intensità al peso del volume del fluido spostato.”

Caratteristiche tecniche solidi:

- Cestello in acciaio inox.
- Becker in vetro.
- Sotto piatto con archetto.
- Piastra porta cilindro.
- Manuale d'uso.

Caratteristiche tecniche liquidi:

- Pescante in vetro tarato a 20°.
- Cilindro in vetro.
- Sotto piatto con archetto.
- Piastra porta cilindro.
- Manuale d'uso.