



*Stampanti per bilance:*  
**DPP250**

Stampante termica con uscita dati RS232 o Bluetooth (opzionale).

Fornita con cavi di collegamento. Batteria interna ricaricabile. Ideale per le bilance con GLP.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Stampa a trasferimento termico.
- Larghezza stampa: 48mm (384 punti/linea)
- Velocità: fino a 50mm/sec
- Interfaccia seriale RS232C o Bluetooth.
- Batteria ricaricabile (ioni di litio, 7.4V, 1150mAh)
- Tempo di ricarica: 2 ore. Uscita 12V 2.5°
- Alimentatore incluso
- Cavo incluso
- Peso: 280 g
- Dimensioni: 66x105x57(h) mm



**ACCESSORI**

**A2-1400**

Rotolino carta termica larghezza 55mm per stampante modello TLP-50/DPP250