

## SETACCI FILTRA

Setacci Filtra per test di laboratorio, con maglia metallica o con piastra perforata (quadrata, rotonda o ovale), secondo le norme nazionali ed internazionali standard: UNE, ISO, ASTM, AFNOR, BS, etc.



Setacci inox con rete metallica in acciaio.



Setacci con piastra in acciaio inox forata (quadrato)



Setacci con piastra in acciaio inox forata (rotondo)



Setacci con piastra in acciaio inox forata (ovale)

⇒ I setacci Filtra possono essere montati uno con l'altro oppure anche con setacci di altri produttori.

⇒ Telaio in due pezzi per una facile sostituzione della maglia metallica o della piastra perforata una volta che questi non sono più utilizzabili.


⇒ Le informazioni sul setaccio (numero di serie, diametro, apertura, standard, etc.) sono incisi a laser sul telaio.



⇒ I setacci vengono forniti con una guarnizione in gomma.

⇒ I setacci sono certificati secondo la norma EN 10204 (2.1.)

⇒ I setacci sono realizzati in base a un sistema di gestione per la qualità che ha soddisfatto la norma UNE-EN ISO 9001:2008, che garantisce una perfetta tracciabilità e un controllo sotto ogni unità prodotta.



D: Diametro interno

Hu: Altezza utile

Ht: Altezza totale

P: Peso teorico (a seconda del tipo di maglia o di piastra)

V: Volume raccomandato (con apertura di 1mm (cm<sup>3</sup>))

| D     | Hu  | Ht  | P    | V    |
|-------|-----|-----|------|------|
| 60    | 22  | 30  | 60   | 5    |
| 60    | 75  | 85  | 120  | 15   |
| 75    | 33  | 40  | 85   | 25   |
| 75    | 65  | 75  | 100  | 40   |
| 100   | 25  | 35  | 100  | 50   |
| 100   | 54  | 64  | 150  | 75   |
| 125   | 23  | 34  | 165  | 85   |
| 150   | 34  | 43  | 200  | 100  |
| 150   | 50  | 60  | 250  | 120  |
| 200   | 25  | 46  | 450  | 70   |
| 200   | 50  | 70  | 500  | 140  |
| 200   | 100 | 120 | 800  | 250  |
| 200   | 200 | 220 | 1000 | 500  |
| 200BA | 10  | 50  | 450  | 35   |
| 203   | 25  | 42  | 450  | 70   |
| 203   | 50  | 65  | 500  | 140  |
| 250   | 70  | 90  | 900  | 280  |
| 300   | 80  | 98  | 1250 | 560  |
| 305   | 50  | 70  | 1250 | 560  |
| 315   | 53  | 70  | 1300 | 560  |
| 350   | 80  | 100 | 1500 | 600  |
| 400   | 65  | 85  | 1700 | 600  |
| 400   | 100 | 115 | 2000 | 650  |
| 450   | 100 | 115 | 2200 | 750  |
| 500   | 100 | 115 | 3000 | 850  |
| 600   | 110 | 125 | 3600 | 1000 |

# SETACCI IN ACCIAIO INOX ISO 3310-1

Il bossolo è costruito in acciaio inox AISI 304 e la rete in acciaio inox AISI 316.

Il marchio di identificazione obbligatoria è etichettato su ogni setaccio a laser.

Ogni setaccio, prima della spedizione, è otticamente misurato e viene rilasciato un certificato di conformità e i suggerimenti di manutenzione.

Ogni setaccio include una guarnizione di gomma.

Diverse decine di misure di maglia disponibili: da 0,020mm a 125mm.

**I setacci sono costruiti in accordo alle norme**

**UNE 7050-3**

**ISO 3310-1**

**ASTM E 11**

**ISO 9044 rev. 1999.**



## Diametri e misure:

60mm X23mm ox75 mm

75 mm X 27 mm

100 mm X 22mmox52 mm

125 mm X 22 mm

150 mm X 33 mmox50mm

200 mm X 50 mm o X 25 mm

200 mm X 100 mm o X 200 mm

203 mm X 50 mm o X 25 mm

250 mm X 70 mm

300 mm X 80 mm

305 mm X 50 mm

315 mm X 50 mm

350 mm x 80 mm

400 mm X 65 mm

400 mm X 100 mm

450 mm X 100 mm

500 mm X 100 mm

600 mm X 110 mm

## Setacci in conformità norme DIN ISO 3310/1 o

### • ASTM E 11

- Setacci inox con rete metall. - diam. 200 mm, alt. 25 / 50 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam. 200 mm, alt. 100 / 200 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam. 203 mm, alt. 25 / 50 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam. 60 mm, alt. 23 / 75 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam. 75 mm, alt. 27 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam. 100 mm, alt. 22 / 52mm
- Setacci inox con rete metall. - diam. 125 mm, alt. 22mm
- Setacci inox con rete metall. - diam. 150 mm, alt. 33 / 50mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.250 mm, alt. 70 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.300 mm, alt. 80 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.305 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.315 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.350 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.400 mm, alt. 65 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.400 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.450 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.500 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete metall. - diam.600 mm, alt. 110 mm



# SETACCI RETE NYLON

Il bossolo è costruito in acciaio inox AISI 304 e la rete in nylon.

Il marchio di identificazione obbligatoria è etichettato su ogni setaccio a laser.

Ogni setaccio, prima della spedizione, è otticamente misurato e viene rilasciato un certificato di conformità e i suggerimenti di manutenzione.

Ogni setaccio include una guarnizione di gomma.

Diverse decine di misure di maglia disponibili: da 0,001mm a 10 mm.



## Diametri e misure:

60mm X 23mm o X 75 mm  
 75 mm X 27 mm  
 100 mm X 22mm o X 52 mm  
 125 mm X 22 mm  
 150 mm X 33 mm o X 50mm  
 200 mm X 50 mm o X 25 mm  
 200 mm X 100 mm o X 200 mm  
 203 mm X 50 mm o X 25 mm  
 250 mm X 70 mm  
 300 mm X 80 mm  
 305 mm X 50 mm  
 315 mm X 50 mm  
 350 mm X 80 mm

400 mm X 65 mm  
 400 mm X 100 mm  
 450 mm X 100 mm  
 500 mm X 100 mm  
 600 mm X 110 mm

## • Setacci in acciaio inox AISI 304 con rete in nylon

- Setacci inox con rete nylon - diam. 200 mm, alt. 25/50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 200 mm, alt. 100/200 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 203 mm, alt. 25/50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 60 mm, alt. 23/75mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 75 mm, alt. 27 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 100 mm, alt. 22/52 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 125 mm, alt. 22 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 150 mm, alt. 33/50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 250 mm, alt. 70 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 300 mm, alt. 80 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 305 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 315 mm, alt. 50 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 350 mm, alt. 80 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 400 mm, alt. 65 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 400 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 450 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 500 mm, alt. 100 mm
- Setacci inox con rete nylon - diam. 600 mm, alt. 110 mm

