

Carrelli e inserti

Carrelli base per macchine sottobanco

CS1-1 (art. 901696)

CARRELLO SUPERIORE CON IRRORATORE

- · adatto al posizionamento di supporti e cesti
- superficie utile LxP: 460 x 450 mm
- · altezza utile regolabile su due posizioni: 190 mm o 240 mm
- · realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA	GW4060	GW4060A	GW4060C
GW4060CA	GW4060S	GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA
GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4190
GW4190A	GW4190C	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA
GW4190SC	GW4190SCA			

CS2 (art. 900032)

CARRELLO INFERIORE

- · adatto al posizionamento di supporti e cesti
- superficie utile LxP: 480 x 500 mm
- altezza utile: 230 mm
- · realizzato in acciaio inox



GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA	GW4060	GW4060A	GW4060C
GW4060CA	GW4060S	GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA
GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4190
GW4190A	GW4190C	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA
GW4190SC	GW4190SCA			



D-CS1 (art. 901204)

CARRELLO SUPERIORE CON IRRORATORE 45 CM

- · adatto al posizionamento di supporti e cesti
- superficie utile LxP: 310 x 430 mm
- altezza utile: 250 mm
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW2145

GW2145A

D-CS2 (art. 901205)

CARRELLO INFERIORE 45 CM

- · adatto al posizionamento di supporti e cesti
- superficie utile LxP: 330 x 450 mm
- altezza utile: 250 mm
- realizzato in acciaio inox



GW2145 GW2145A



M-CS1DUO (art. 905225)

CARRELLO SUPERIORE "HALF SPACE" CON DOPPIO **IRRORATORE**

- · adatto al posizionamento di supporti e cesti
- · dotato di collettore con due bracci irroratori
- versionabile tramite opportuno accessorio incluso per potersi accoppiare a carrelli inferiori sia a irrorazione che ad iniezione
- superficie utile LxP: 460 x 310 mm
- realizzato in acciaio inox



GW0160 GW0160S GW0160SA GW0160A GW1160 GW1160A GW1160C GW1160CA GW1160S GW1160SA GW1160SC GW3060BX GW3060BXA GW3060BXC GW3060P GW3060PA GW3060S GW3060SA GW3060SC





Carrelli iniezione vetrerie collo stretto per macchine sottobanco

LB16 (art. 900606)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

- · adatto per il lavaggio di 16 vetrerie
- bottiglie a collo stretto da 250 a 1000 ml (dim. max. diam. 101 mm h
- · cilindri graduati (diam. max. 101 mm h 495 mm)
- dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LB16DS (art. 900604)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- adatto per il lavaggio di 16 vetrerie
- bottiglie a collo stretto da 250 a 1000 ml (dim. max. diam. 101 mm h 450 mm)
- cilindri graduati (diam. max. 101 mm h 495 mm)
- dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC

Tel 071 7572490



LB16DSBX (art. 904631)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE CON RACCORDO **ASCIUGATURA**

- Può essere attrezzato con massimo 16 iniettori anche diversi tra loro per il lavaggio di vetrerie di dimensioni varie (dimensioni massime diametro 101 mm, h 495 mm)
- comporre l'inserto con gli ugelli desiderati (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- dotato telaio perimetrale e di griglia centrale per miglior stabilità delle vetrerie
- dotato di rete di fondo con maglia 10 x 10 mm
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LB16I (art. 900605)

CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

- adatto per il lavaggio di 16 bottiglie a bocca stretta/larga (dim. max. diam. 101 mm - h 200 mm)
- possibile lavare anche altre vetrerie compatibili con le dimensioni
- dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)
- posizionamento su livello inferiore
- da abbinare a carrello iniezione su livello superiore
- realizzato in acciaio inox



GW0160	GW0160A	GW1160	GW1160A	GW3060BX
GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	





LB16S (art. 900607)

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

- · adatto per il lavaggio di 16 bottiglie a bocca stretta / larga (dim. diam. max 101 mm - h 200 mm)
- · possibile lavare anche altre tipologie di vetreria compatibili con le dimensioni massime
- dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)
- posizionamento su livello superiore
- da abbinare a carrello iniezione sul livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LB16S-DS (art. 900603)

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- · adatto per il lavaggio di 16 bottiglie a bocca stretta / larga (dim. diam. max 101 mm - h 200 mm)
- possibile lavare anche altre vetrerie compatibili con le dimensioni
- dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)
- · posizionamento su livello superiore
- da abbinare a carrello iniziezione sul livello inferiore
- dotato di raccordo di asciugatura
- realizzato in acciaio inox

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				







LB32 (art. 900394)

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE

- adatto per il lavaggio di 32 bottiglie a bocca stretta / larga da 250-1000 ml (dim. diam. max 101 mm - h 230 mm)
- dotato dei seguenti ugelli: 32 x U6170 (170 mm)
- posizionamento su 2 livelli
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LB32DS (art. 900395)

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 32 bottiglie a bocca stretta / larga da 250-1000 ml (dim. diam. max 101 mm - h 230 mm)
- dotato dei seguenti ugelli: 32 x U6170 (170 mm)
- posizionamento su 2 livelli
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC

Tel 071 7572490



LB40 (art. 900566)

CARRELLO PER BUTIRROMETRI

- adatto per il lavaggio di 40 butirrometri
- specificare in ordine il tipo dei butirrometri
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LB40DS (art. 900567)

CARRELLO PER BUTIRROMETRI CON RACCORDO **ASCIUGATURA**

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 40 butirrometri
- specificare in ordine il tipo dei butirrometri
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



LB4B (art. 903669)

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI

- adatto per il lavaggio di 4 bottiglie da 10 litri (dim. diam. max 227 h 410mm) o da 5 litri (dim. diam. max 182 mm - h 330 mm)
- adatto per il lavaggio di 4 beute da 5 litri
- dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LB4BDS (art. 903670)

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI

- adatto per il lavaggio di 4 bottiglie da 10 litri (dim. diam. max 227 h 410 mm) o da 5 litri (dim. diam. max 182 mm - h 330 mm)
- adatto per il lavaggio di 4 beute da 5 litri
- dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW40600	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060S	C GW4060S	SCA GW4090	GW4090A
GW4090BX	C GW4090B	XCA GW4090E	3XP GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090P	A GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW41900	A GW41908	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SC	Α			

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC

Tel 071 7572490



LB8 (art. 900236)

CARRELLO PER VETRERIE DI GRANDI DIMENSIONI

- adatto per il lavaggio di 8 bottigle (dim. diam. max 160 mm h 50 cm)
- dotato dei seguenti ugelli: 8 x U6260 (260 mm), 8 x speciali
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LB8DS (art. 900363)

CARRELLO PER BOTTIGLIE DI GRANDI DIMENSIONI CON RACCORDO ASCIUGATURA

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 8 bottiglioni (dim. altezza max 50 cm)
- dotato dei seguenti ugelli: 8 x U6260 (260 mm),8 x U6310 (310 mm)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC

Tel 071 7572490



LBT4DS (art. 902307)

CARRELLO DI LAVAGGIO BEUTE 5L CON RACCORDO D'ASCIUGATURA

- · carrello per lavaggio e asciugatura di 4 beute da 5 litri
- dotato dei seguenti ugelli: 4 x speciali
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox AISI 304



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC

LBT5 (art. 901086)

GW4190SCA

CARRELLO PER BOTTIGLIE

- adatto per il lavaggio di 5 bottiglie da 5 litri (dim. diam. max 182 mm h 500 mm, d. collo max 80 mm)
- dotato dei seguenti ugelli: 5 x speciali
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
CM30608C	GW3060SCA			

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



LBT5DS (art. 901085)

CARRELLO PER BOTTIGLIE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 5 bottiglie da 5 litri (dim. diam. max 182 mm - h 500 mm, d. collo max 80 mm)
- dotato dei seguenti ugelli: 5 x speciali
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LM20 (art. 900234)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 20 POSIZIONI

- · adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)
- · mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette, supporti beute, cesto CSK2
- posizionato su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC

Tel 071 7572490



LM20BX (art. 903979)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 20 POSIZIONI

- · adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- carrello a 20 posizioni senza ugelli
- comporre il carrello con 20 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da apposito tappo cod. TAPPOUG)
- · mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette, supporti beute, cesto CSK2
- posizionato su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA

LM20BXDS (art. 903980)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 20 POSIZIONI
- · adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- carrello a 20 posizioni senza ugelli
- comporre il carrello con 20 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette, supporti beute, cesto CSK2
- posizionato su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



LM20DS (art. 900235)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO **ASCIUGATURA - 20 POSIZIONI**

- · adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)
- · mezzo carrello per carico libero, da completare con cestini provette, supporti beute, cesto CSK2
- · posizionato su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LM22S (art. 901746)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE SUPERIORE - 22 POSIZIONI

- · adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 12 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm)
- posizionamento su livello carrello superiore D-CS1
- realizzato in acciaio inox

Macchine

GW2145 GW2145A







LM24 (art. 901345)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 24 POSIZIONI

- · adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 6 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 6 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm)
- posizionamento su livello carrello inferiore D-CS2
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW2145

LM40 (art. 900023)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 40 POSIZIONI

· adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza

GW2145A

- dotato dei seguenti ugelli: 5 x U6260 (260 mm), 5 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC

Tel 071 7572490



LM40BX (art. 902626)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 40 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- · carrello a 40 posizioni senza ugelli
- · comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- · posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LM40BXDS (art. 903962)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA - 40 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- carrello a 40 posizioni senza ugelli
- comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



LM40DS (art. 900027)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO **ASCIUGATURA - 40 POSIZIONI**

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 5 x U6260 (260 mm), 5 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo)
- · posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LM40ICS1 (art. 905047)

CARRELLO A DUE LIVELLI PER IL LAVAGGIO MISTO INIEZIONE SUL LIVELLO INFERIORE E IRRORAZIONE SUL LIVELLO SUPERIORE

- · Carrello a 2 livelli per il lavaggio misto iniezione sul livello inferiore e irrorazione sul livello superiore
- · Livello superiore completo di irroratore adatto al posizionamento di supporti per vetreria a collo largo e cestini
- · Livello base ad iniezione adatto al lavaggio di vetrerie a collo stretto fino ad hmax 205 mm
- Completo di n. 34 ugelli U4140, n. 1 ugello UC6 ricurvo e n. 6 tappi **TAPPOUG**
- Realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW1160SCA16	GW3060BX	GW3060BXA
GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S
GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA		

Via Vinciguerra, 45


62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



LM40ICS1DS (art. 905048)

CARRELLO A 2 LIVELLI PER IL LAVAGGIO MISTO INIEZIONE SUL LIVELLO INFERIORE E IRRORAZIONE SUL LIVELLO SUPERIORE

- · Carrello a 2 livelli per il lavaggio misto iniezione sul livello inferiore e irrorazione sul livello superiore
- · Livello superiore completo di irroratore adatto al posizionamento di supporti per vetreria a collo largo e cestini e raccordo di asciugatura
- · Livello base ad iniezione adatto al lavaggio di vetrerie a collo stretto fino ad hmax 205 mm
- · Completo di n. 34 ugelli U4140, n. 1 ugello UC6 ricurvo e n. 6 tappi **TAPPOUG**
- Realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SA-1	GW4060SC	GW4060SC16	GW4060SCA
GW4060SCA16	GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA
GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA
GW4190	GW4190A	GW4190C	GW4190C-6	GW4190CA
GW4190S	GW4190SA	GW4190SC	GW4190SCA	

LM40S (art. 900026)

LAVAMATRACCI SUPERIORE - 40 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 40 x U4140 (140 mm)
- posizionamento su livello superiore da abbinare con CS2
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC

Tel 071 7572490



LM40SBX (art. 903668)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 40 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 200 mm di altezza
- carrello a 40 posizioni senza ugelli
- · comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- · posizionamento su livello superiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LM40SBXDS (art. 903986)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 40 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza
- carrello a 40 posizioni senza ugelli
- comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- · posizionamento su livello superiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



LM40SDS (art. 900300)

LAVAMATRACCI SUPERIORE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 40 POSIZIONI
- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 40 x U4140 (140 mm)
- posizionato su livello superiore da abbinare con CS2
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LM46 (art. 903784)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE - 46 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 220 mm di altezza
- inserto superiore dotato dei seguenti ugelli: 12 x U4140 (140 mm), 6 x U390 (90 mm), 6 x U3110 (110 mm)
- inserto inferiore dotato dei seguenti ugelli: 6 x U4140 (140 mm), 2 x U390 (90 mm), 2 x U3110 (110 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6260 (260 mm), 2 x U4180 (160 mm), 6 x U4160 (160 mm), 1 x UC6 (curvo)
- posizionamento su livelli carrelli D-CS1 e D-CS2
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW2145 GW2145A





LM80 (art. 900028)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE DUE LIVELLI DI LAVAGGIO

- · adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- capacità: 68 pezzi
- dotato dei seguenti ugelli: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (curvo)
- dotato di 12 tappi (cod. TAPPOUG)
- posizionamento su 2 livelli indipendenti
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LM80DS (art. 900029)

LAVAMATRACCI UNIVERSALE CON RACCORDO ASCIUGATURA - DUE LIVELLI DI LAVAGGIO

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- capacità: 68 pezzi
- dotato dei seguenti ugelli: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (curvo)
- dotato di 12 tappi (cod. TAPPOUG)
- posizionamento su 2 livelli indipendenti
- realizzato in acciaio inox



GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				



LM80I (art. 904268)

LAVAMATRACCI INFERIORE - 34 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 34 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (curvo)
- dotato di 6 tappi (cod. TAPPOUG)
- posizionamento su livello inferiore
- da abbinare a carrello superiore con sistema di adduzione acqua al carrello del livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LM80SBX (art. 903981)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE - 40 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- · carrello a 40 posizioni senza ugelli
- comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- n. 6 tappi di chiusura sono fomiti
- posizionamento su livello superiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



LM80SBXDS (art. 903982)

LAVAMATRACCI FLESSIBILE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 40 POSIZIONI

- · adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- carrello a 40 posizioni senza ugelli
- · comporre il carrello con 40 ugelli (le posizioni non coperte devono essere chiuse da tappo cod. TAPPOUG)
- . n. 6 tappi di chiusura sono forniti
- · posizionamento su livello superiore
- realizzato in acciaio inox
- per la configurazione ugelli chiedere all'Area Manager di riferimento



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LM80SDS (art. 903211)

LAVAMATRACCI SUPERIORE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- 34 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 225 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 34 x U4140 (140 mm)
- dotato di 6 tappi (cod. TAPPOUG)
- posizionato su livello superiore
- · da abbinare a carrello iniezione sul livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45



LPM24 (art. 901379)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI/PIPETTE - 12+12 **POSIZIONI**

- adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto e pipette fino a 490 mm di altezza
- dotato dei seguenti ugelli: 4 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm), 12 x ULB40
- posizionamento su livello carrello inferiore D-CS2
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW2145

GW2145A

LR4 (art. 900237)

CARRELLO LAVAGGIO REATTORI

- · adatto per il lavaggio di 4 reattori a 3 / 5 colli da 3 litri max o fino a 12 pezzi di vetrerie a collo stretto
- dotato dei seguenti ugelli: 12 x U6260 (260 mm)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox




GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			



LR4DS (art. 900238)

CARRELLO LAVAGGIO REATTORI CON RACCORDO **ASCIUGATURA**

- · adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 4 reattori a 3 / 5 colli da 3 litri max o fino a 12 pezzi di vetrerie a collo stretto
- dotato dei seguenti ugelli: 12 x U6260 (260 mm)
- · posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LT20 (art. 900239)

CARRELLO PER TUBI FISHER

- · adatto per il lavaggio di 12 tubi fisher altezza max 550 mm e 6 pezzi di vetreria a collo stretto
- dotato dei seguenti ugelli: 12 x U6370 (370 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160, 2 x U390 (90 mm)
- · posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			



Carrelli iniezione pipette per macchine sottobanco

LPT100 (art. 900220)

CARRELLO LAVAPIPETTE

- adatto per il lavaggio di 100 pipette standard altezza max 450 mm diametro max 8.5 mm
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LPT100DS (art. 900219)

CARRELLO LAVAPIPETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 100 pipette standard altezza max 450 mm diametro max 8.5 mm
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				



LPV40 (art. 900242)

CARRELLO LAVAPIPETTE

- adatto per il lavaggio di 20 pipette volumetriche altezza max 550 mm + 20 pipette standard altezza max 490 mm
- · posizionamento su livello inferiore
- · realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LPV40DS (art. 900243)

CARRELLO LAVAPIPETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- · adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 20 pipette volumetriche altezza max 550 mm + 20 pipette standard altezza max 490 mm
- · posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				



Carrelli iniezione misto (pipette + collo stretto) per macchine sottobanco

LPM20/20 (art. 900240)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI / PIPETTE - 20 + 20 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio di 20 pipette fino a 550 mm + 20 pezzi di vetreria a
- dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo), 20 x ULB40 per pipette altezza max 550 mm
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LPM2010 (art. 902891)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI / PIPETTE / PROVETTE - 20 POSIZIONI

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 10 pipette fino a 550 mm + 20 pezzi di vetreria a collo stretto + 1/4 piano libero, da completare con un cestino portaprovette della serie CP
- dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo), 10 x ULB40 per pipette altezza max 550 mm
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			






LPM2010DS (art. 902051)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI / PIPETTE / PROVETTE - 20 POSIZIONI CON RACCORDO ASCIUGATURA

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 10 pipette fino a 550 mm + 20 pezzi di vetreria a collo stretto + 1/4 piano libero, da completare con un cestino portaprovette della serie CP
- dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curvo), 10 x ULB40 per pipette altezza max 550 mm
- posizionamento su livello inferiore





Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LPM2020DS (art. 900241)

CARRELLO LAVAGGIO MISTO MATRACCI / PIPETTE - 20+20 POSIZIONI CON RACCORDO ASCIUGATURA

- adatto per il lavaggio e l'asciugatura di 20 pipette fino a 550 mm + 20 pezzi di vetreria a collo stretto
- dotato dei seguenti ugelli: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (curved), 20 x ULB40 per pipette altezza max 550 mm
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

Via Vinciguerra, 45



Carrelli iniezione vetrerie grandi dimensioni per macchine sottobanco

LB1-20DS (art. 902605)

CARRELLO LAVA BOTTIGLIE O FUSTI DI GRANDI DIMENSIONI

- · carrello ad iniezione per lavaggio ed asciugatura di un fusto o di una bottiglia
- dimensioni max fusto DIAMETROxH: 300 x 350 mm
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

LC8M8 (art. 905227)

CARRELLO A INIEZIONE PER CILINDRI E VETRERIA MISTA

- · adatto per il lavaggio contemporaneo di 8 cilindri di medio grandi dimensioni e di 8 vetrerie miste quali matracci, bottiglie, beute
- · volumi massimi dei cilindri trattabili contemporaneamente: 2 cilindri da 2 litri + 2 cilindri da 1 litro + 4 da 0,5 litri
- dotato dei seguenti ugelli: 8 x U6300 (300 mm), 8 x U490 (90 mm)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

Via Vinciguerra, 45

62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490



Carrelli iniezione vials e test tubes per macchine sottobanco

KP100 (art. 900244)

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE

- · adatto al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga, rotori da centrifuga
- dotato dei seguenti ugelli: 104 x U390 (90 mm)
- posizionamento sul livello superiore
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

KP100DS (art. 900245)

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- · adatto al lavaggio interno ed all'asciugatura di vials, provette coniche per centrifuga, rotori da centrifuga
- dotato dei seguenti ugelli: 104 x U390 (90 mm)
- posizionamento sul livello superiore
- realizzato in acciaio inox



GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				





KP200 (art. 900246)

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER PROVETTE

- · adatto al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga, rotori da centrifuga
- dotato dei seguenti ugelli: 208 x U390 (90 mm)
- posizionamento su due livelli
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW1160
GW1160A	GW1160C	GW1160CA	GW1160S	GW1160SA
GW1160SC	GW1160SCA	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

KP200DS (art. 900247)

CARRELLO DUE LIVELLI AD INIEZIONE PER PROVETTE CON RACCORDO ASCIUGATURA

- · adatto al lavaggio interno ed all'asciugatura di vials, provette coniche per centrifuga, rotori da centrifuga
- dotato dei seguenti ugelli: 208 x U390 (90 mm)
- posizionamento su due livelli
- realizzato in acciaio inox



Macchine

GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4190	GW4190A	GW4190C
GW4190C-6	GW4190CA	GW4190S	GW4190SA	GW4190SC
GW4190SCA				

KP60 (art. 901872)

CARRELLO SUPERIORE AD INIEZIONE PER PROVETTE

- · adatto al lavaggio interno di vials, provette coniche per centrifuga, rotori da centrifuga
- dotato dei seguenti ugelli: 60 x U390 (90 mm)
- posizionamento sul livello superiore
- realizzato in acciaio inox



GW2145 GW2145A

