

## Basic line - lavavetriere 60 cm

### GW0160 (art. 860384)

#### LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

- lavaggio fino a 85 °C - disinfezione termica
- programmi disponibili: 7 preimpostati
- controllo elettronico a microprocessore
- asciugatura termodinamica attiva
- dosatore detergente alcalino in polvere a sportello
- pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 304
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata
- blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- collegamento elettrico: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- disponibile versione monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (GW0160-1)
- senza carrelli



#### ALTRE CONFIGURAZIONI

**GW0160A**  
(art. 860692)

#### LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

- pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione

### GW0160S (art. 860386)

#### LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

- lavaggio fino a 85 °C - disinfezione termica
- programmi disponibili: 7 preimpostati
- controllo elettronico a microprocessore
- asciugatura termodinamica attiva
- pompa peristaltica per il dosaggio detergente liquido
- pompa peristaltica per il dosaggio neutralizzante liquido
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 304
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo con guide telescopiche
- dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- collegamento acqua fredda ed acqua demineralizzata
- blocco porta elettrico, per sicurezza utilizzatore
- collegamento elettrico: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- disponibile versione monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (GW0160S1)
- senza carrelli



#### ALTRE CONFIGURAZIONI

**GW0160SA**  
(art. 860693)

#### LAVAVETRERIE PER LABORATORIO

- pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione