

Basic line - lavavetrerie 60 cm con asciugatura

GW4060 (art. 860296)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA

- lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- programmi disponibili: 9 preimpostati + 6 custom
- controllo elettronico a microprocessore programmabile
- porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
- sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 98% DOP
- dosatore detergente alcalino in polvere a sportello
- pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido
- possibilità di installare fino a 2 pompe peristaltiche aggiuntive
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata
- blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- collegamento elettrico: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- disponibile versione monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (GW4060-1)
- senza carrelli



ALTRE CONFIGURAZIONI

GW4060A
(art. 860704)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA

- pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione

GW4060C
(art. 860186)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA

- condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta efficienza

GW4060CA
(art. 860705)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA E CONDENSATORE DI VAPORE

- condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta efficienza
- pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione

GW4060S (art. 860297)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA

- lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- programmi disponibili: 9 preimpostati + 6 custom
- controllo elettronico a microprocessore programmabile
- porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
- sistema di asciugatura ad aria calda forzata con filtro 98% DOP
- pompa peristaltica per il dosaggio detergente liquido
- pompa peristaltica per il dosaggio neutralizzante liquido
- possibilità di installazione di 1 pompa peristaltica addizionale
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo con guide telescopiche
- dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- collegamento acqua fredda ed acqua demineralizzata
- blocco porta elettrico, per sicurezza utilizzatore
- collegamento elettrico: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- disponibile versione monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (GW4060S1)
- senza carrelli



ALTRE CONFIGURAZIONI

GW4060SA
(art. 860706)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA

- pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione

GW4060SC
(art. 860280)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA

- condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta efficienza

GW4060SCA
(art. 860707)

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON ASCIUGATURA

- condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta efficienza
- pompa booster per acqua demineralizzata non in pressione