

STANDARD RIFRATTOMETRICI

# STANDARD RIFRATTOMETRICI

MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI

UKAS ISO 17034 / ISO 17025

## ALTRE CARATTERISTICHE

Standard Rifrattometrici certificati di saccarosio ad elevata accuratezza per la taratura di tutti i tipi di rifrattometri da laboratorio ottici o digitali e per portatili. Questi standard sono sempre forniti con un certificato UKAS (equivalente ACCREDIA) in accordo alle norme ISO / IEC 17025. Gli standard vengono prodotti la 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> settimana di ogni mese. La stabilità di questi standard, senza conservanti, è garantita per 6 settimane dalla data di produzione.



## VALORE SINGOLO

Nome	Indice di rifrazione	Volume	Codice
0,00 %	1,33299 nD	1 x 15 ml	45000013
5,00 %	1,34026 nD	1 x 15 ml	45000023
10,00 %	1,34782 nD	1 x 15 ml	45000033
15,00 %	1,35568 nD	1 x 15 ml	45000043
20,00 %	1,36384 nD	1 x 15 ml	45000053
25,00 %	1,37233 nD	1 x 15 ml	45000063
30,00 %	1,38115 nD	1 x 15 ml	45000073
35,00 %	1,39032 nD	1 x 15 ml	45000083
40,00 %	1,39986 nD	1 x 15 ml	45000093
50,00 %	1,42009 nD	1 x 15 ml	45000103
60,00 %	1,42193 nD	1 x 15 ml	45000113

## KIT

Nome	Descrizione	Volume	Codice
KIT 1	0,00 + 5,00%	2 x 15 ml	45000203
KIT 2	0,00 + 10,00%	2 x 15 ml	45000213
KIT 3	0,00 + 15,00%	2 x 15 ml	45000223
KIT 4	0,00 + 20,00%	2 x 15 ml	45000233
KIT 5	0,00 + 25,00%	2 x 15 ml	45000243
KIT 6	0,00 + 30,00%	2 x 15 ml	45000253
KIT 7	0,00 + 35,00%	2 x 15 ml	45000263
KIT 8	0,00 + 40,00%	2 x 15 ml	45000273
KIT 9	0,00 + 50,00%	2 x 15 ml	45000283
KIT 10	0,00 + 60,00%	2 x 15 ml	45000293
KIT 35	0,00 + 0,00 + 5,00% + 10,00% + 25,00% + 35,00%	6 x 15 ml	45000303
KIT 60	0,00 + 0,00 + 15,00% + 40,00% + 50,00% + 60,00%	6 x 15 ml	45000313