

AGITATORE VORTEX VELP ZX3



- *Velocità variabile, controllata elettronicamente fino a **3000 giri/min.***
- *Avvio automatico in modalità touch o funzionamento continuo*
- *Ampia scelta di accessori*
- *Modello universale di tensione / frequenza*
- *Gli accessori si adattano con una semplice pressione*
- *Resistenza ottimale alle sostanze chimiche*
- *Eccellente stabilità con base in lega di zinco*
- *Base antiscivolo per rimanere nella posizione desiderata*
- *Protezione **IP 42** contro particelle e liquidi*
- *Progettato per resistere a lungo e garantito da **3 anni di garanzia***

Scegli l'accessorio giusto!



ZX3 è una soluzione **estremamente versatile**, potendo essere abbinato a una varietà di piattaforme. Il fissaggio facile e sicuro delle piattaforme avviene tramite una semplice pressione, e garantisce **prestazioni eccellenti** nella miscelazione di molti tipi di provette e contenitori:

- A00000012 - Piattaforma per n° **19 microvials 1,5 ml tipo Eppendorf®**
- A00000013 - Piattaforma **personalizzabile**
- A00000014 - Piattaforma per n° **5 provette Ø 16 mm**
- A00000015 - Piattaforma per **microtiter**
- A00000016 - Piattaforma **universale Ø 50 mm**
- A00000017 - Piattaforma **universale Ø 94 mm**
- A00000019 - Piattaforma per n° **4 provette Ø 29 mm**

Nel caso si utilizzasse una delle parecchie piattaforme a disposizione, si consiglia di non superare la velocità di **800 rpm**, poichè potrebbero verificarsi fuoriuscite di campione.