

VELP OV 625 DIGITAL OVERVIEW



EFFICIENZA COMPROVATA

OV 625 Digital è progettato per **omogeneizzazioni, emulsioni, sospensioni e miscele veloci ed eccellenti** di tessuti biologici, prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari.

PRECISO, AFFIDABILE E FACILE DA UTILIZZARE

Il nuovo pannello di controllo e il display digitale offrono un'**esperienza d'uso ottimale**, un'**eccellente visibilità** e **semplicità d'uso**.

La manopola rotante consente di **regolare con precisione la velocità** tra 3.000 e 25.000 rpm.





SICURO E ROBUSTO

Diverse funzioni di sicurezza garantiscono la **massima protezione dell'operatore**.

La **struttura resistente e robusta** protegge tutte le componenti elettroniche interne e consente di operare correttamente anche nelle condizioni più difficili.

UTENSILI DI DISPERSIONE FACILI DA INSTALLARE

I nuovi utensili di dispersione offrono **resistenza chimica ai reagenti ed eccellenti proprietà meccaniche** per un'ampia gamma di applicazioni.

Un sistema di **systema di fissaggio semplice e veloce** consente di alloggiare e cambiare facilmente gli utensili di dispersione.

