

Scegli l'accessorio giusto per il tuo VELP Vortex Z3!

ZX3 è una soluzione **estremamente versatile**, potendo essere abbinato a una varietà di piattaforme.

Il fissaggio facile e sicuro delle piattaforme avviene tramite una semplice pressione, e garantisce **prestazioni eccellenti** nella miscelazione di molti tipi di provette e contenitori.

- A00000012 - Piattaforma per n° **19 microvials 1,5 ml tipo Eppendorf®**
- A00000013 - Piattaforma **personalizzabile**
- A00000014 - Piattaforma per n° **5 provette Ø 16 mm**
- A00000015 - Piattaforma per **microtiter**
- A00000016 - Piattaforma **universale Ø 50 mm**
- A00000017 - Piattaforma **universale Ø 94 mm**
- A00000019 - Piattaforma per n° **4 provette Ø 29 mm**

Nel caso si utilizzasse una delle parecchie piattaforme a disposizione, si consiglia di non superare lavelocità di **800 rpm**, poichè potrebbero verificarsi fuoriuscite di campione.





Coppetta di agitazione

cod. 10005195



Piattaforma per microtiter (rack 127x85mm non incluso)

cod. A00000015



Piattaforma per n° 19 microvials 1,5 ml tipo Eppendorf®

cod. A00000012



Piattaforma per n° 4 provette Ø29 mm

cod. A00000019



Piattaforma per n° 5 provette Ø16 mm

cod. A00000014



Piattaforma per n° 5 provette Ø24mm

cod. A00000389



Piattaforma personalizzabile

cod. A00000013



Piattaforma universale Ø 50 mm

cod. A00000016



Piattaforma universale Ø94 mm

cod. A00000017